




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอัมพวา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๒
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลอัมพวา.....	
วัน/เดือน/ปี.....๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒.....	
หัวข้อ.....ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการให้บริการและการเก็บส่งส่งตรวจงานเทคนิคการแพทย์ผ่าน เว็บไซต์ของโรงพยาบาล	
รายละเอียดข้อมูล.....คู่มือการให้บริการและการเก็บส่งส่งตรวจงานเทคนิคการแพทย์	
Link ภายนอก.....www.amphos.go.th	
หมายเหตุ.....	
.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางกนกกาญจน์ ไทรย้อย) นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสิทธิโชค จิตวงศ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางเรณู คอนอัน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒	



ระเบียบ
ปฏิบัติ

SD-LAB-001

โรงพยาบาลอัมพวา

เรื่อง คู่มือการให้บริการและการเก็บสิ่งส่งตรวจงานเทคนิคการแพทย์
ตัวชี้วัด ร้อยละจำนวนสิ่งส่งตรวจและการส่งตรวจที่ไม่ได้คุณภาพ $\leq 1\%$
หน่วยงาน / ทีม งานเทคนิคการแพทย์
ทบทวนครั้งที่ 1 วันที่ทบทวน 1 มีนาคม 2560

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การให้บริการผู้มารับบริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของงานบริการงานเทคนิคการแพทย์

วิธีปฏิบัติ

ดัดเอกสารแนบใหม่เล่ม

ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(นายวรารักษ์ หวังจิตต์เชียร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา

ต้นฉบับ : ศูนย์คุณภาพ

สำเนา : งานเทคนิคการแพทย์ งานผู้ป่วยใน งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและห้องคลอด
งานห้องผ่าตัด งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค

คำนำ

งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลอัมพวา ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ จึงได้จัดทำคู่มือบริการและการเก็บส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการขึ้น โดยมีรายละเอียดและคำอธิบายเกี่ยวกับการให้บริการของงานเทคนิคการแพทย์ รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ วิธีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ราคาค่าตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลาที่ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ สิ่งส่งตรวจที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บส่งตรวจและ การนำส่งห้องปฏิบัติการ และข้อควรระวังต่างๆ

งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลอัมพวา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริการและการเก็บส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการเก็บส่งตรวจ และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องต่อไป

งานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลอัมพวา

สารบัญ

	หน้า
การให้บริการงานเทคนิคการแพทย์	4
- เกณฑ์การรับตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ	5
- ข้อกำหนดในการปฏิเสธตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ	5
- การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	6
- การรายงานผล	6
- การเก็บรักษาตัวอย่างตรวจ	8
การจัดเตรียมและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	9
- การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ	11
- การเจาะเลือด	12
- การเก็บปัสสาวะ	14
- การเก็บอุจจาระ , น้ำไขสันหลัง , สารน้ำสารคัดหลั่งอื่นๆ ,การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	15
- การตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค	15
- การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก	18
- การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก	21
- การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก	25
- การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก	29
- การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก	30
- การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด	30
- รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานเทคนิคการแพทย์	40
- รายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ต้องส่งหน่วยงานภายนอก (Out Lab)	48
บรรณานุกรม	62

คู่มือการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์

หน่วยงาน งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลอัมพวา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ตั้ง ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก (ห้องหมายเลข 5) หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 702112 - 4 ต่อ 104

ขอบเขตความสามารถในการให้บริการ

ขอบเขตบริการ

- ให้คำแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวของผู้มารับบริการการเจาะเลือด/เก็บสิ่งส่งตรวจ ขั้นตอนบริการ วิธีการปฏิบัติตัว ข้อควรระวัง/อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งให้บริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

- ให้บริการเจาะเลือด/เก็บสิ่งส่งตรวจ มอบภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจให้กับผู้รับบริการจากงานผู้ป่วยนอก และผู้รับบริการจากโครงการต่างๆ

- ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ/ส่งต่อไปหน่วยงานอื่น สำหรับการตรวจวิเคราะห์ที่เกินขีดจำกัด ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัย และการติดตามการรักษาของแพทย์

เวลาปฏิบัติงาน เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยวันอังคารและวันศุกร์ เปิดให้บริการเจาะเลือดคลินิกเบาหวานตั้งแต่เวลา 07.00 น.

ช่วงระยะเวลาในรับตัวอย่าง

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รับตัวอย่างเวลา 8.00 - 15.30 น.

ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รับตัวอย่างเวลา 8.00 - 15.45 น.

กรณีขอผลด่วน ส่งตรวจ Troponin-T และ Blood group ควรโทรศัพท์แจ้งก่อนการส่งตัวอย่างตรวจ และในวันหยุดราชการให้ส่งตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

การปฏิบัติงาน

เป็นห้องปฏิบัติการรวม ให้บริการในระดับโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ที่ให้บริการแก่ ผู้รับบริการภายนอกและผู้รับบริการภายใน

ผู้รับบริการภายนอก คือ ผู้ป่วย และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่มาใช้บริการ

ผู้รับบริการภายใน คือ บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

แนวคิดหลักในการให้บริการคือ

ความมุ่งหมาย

- ให้คำแนะนำ/ความรู้ กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการให้บริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ถูกต้องตามหลักวิชาการสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

- บริการเจาะเลือด/เก็บสิ่งส่งตรวจ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ปลอดภัยและได้รับความเจ็บปวดน้อยที่สุด กรณีที่เกิดภาวะวิกฤติจะได้รับความช่วยเหลือทันทีโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการกู้ชีพแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และเครื่องมือ อุปกรณ์ ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เพียงพอและพร้อมใช้ ตามลำดับคิวและอาการของผู้รับบริการ

- รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อย่างถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน ชัดเจน เชื่อถือได้ มีรายละเอียดเพียงพอและรวดเร็ว เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการติดตามการรักษาของแพทย์ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

ลักษณะการให้บริการ

1. บริการจัดเก็บและตรวจรับตัวอย่างจากผู้รับบริการ
2. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 - งานโลหิตวิทยา บริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเลือด ตรวจสอบหมู่เลือดโดยวิธี Slide test ตรวจสอบโรคเลือดจางธาลัสซีเมียเบื้องต้น ตรวจสอบการติดเชื้อมาลาเรีย และไมโครพลาเรีย
 - งานเคมีคลินิก บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ในร่างกายจากเลือด น้ำไขสันหลัง ปัสสาวะและน้ำที่เจาะจากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด ปริมาณกรดยูริกในเลือด การตรวจสมรรถภาพของตับ ไต การตรวจเอ็นไซม์และวัดปริมาณสารต่างๆ ในเลือด
 - งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก บริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติ ปัสสาวะ อุจจาระและเสมหะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์และเครื่องมือ
 - งานจุลชีววิทยา บริการตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและไวรัส โดยวิธีการย้อมสีแล้วตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
 - งานภูมิคุ้มกันวิทยา บริการตรวจภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งสารเสพติดต่างๆ
3. บริการส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
4. บริการจัดหาวัดจุลชีววิทยาการแพทย์ (ส่งใบเบิกก่อนเวลา 14.00 น. ของวันจันทร์ และรับของในวันพุธเวลา 14.30 – 15.30 น. ที่งานเทคนิคการแพทย์)
5. บริการวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์

เกณฑ์การรับตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ

ตัวอย่างตรวจต้องมีลักษณะดังนี้

1. ต้องมีฉลากหรือป้ายชื่อ-สกุล HN ของผู้ป่วย วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง ติดไว้ที่ภาชนะ และสามารถอ่านได้ชัดเจน
2. ใบส่งตรวจ (Request) ให้ใช้ใบส่งตรวจที่พิมพ์จากหน้าการส่งตรวจ LAB ในระบบ HOSxP โดยกด Print 1 หากเป็นหน่วยงานภายนอกใบส่งตรวจต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ HN ของผู้ป่วยที่ตรงกับป้ายชื่อบนภาชนะบรรจุตัวอย่างตรวจ เขียนด้วย ลายมือตัวบรรจง และหน่วยงานที่ส่ง โดยให้นำส่งพร้อมสิ่งส่งตรวจโดยระบุรายละเอียด ดังนี้
 - ชนิดของตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ ถ้าเป็น CSF ต้องระบุลำดับขวดที่เก็บด้วยเพื่อการตรวจวิเคราะห์ได้ถูกต้อง
 - วันที่ และเวลาที่จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
 - ชื่อผู้จัดเก็บตัวอย่าง/สิ่งส่งตรวจ

ข้อกำหนดในการปฏิเสธตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ

- ใบส่งตรวจที่มีข้อมูลของผู้ป่วยไม่ครบ หรือไม่มีการส่งรายการตรวจที่ชัดเจน

- สิ่งส่งตรวจที่เก็บไม่ถูกต้อง หรือเก็บผิดวิธี
- เลือดแข็งตัว (Clotted) ใน tube ที่ใส่สารป้องกันการแข็งตัวของเลือด
- มีเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis)
- เลือดไม่ได้สัดส่วนกับสารกันเลือดแข็งตัว (ควรได้มากกว่า 2/3 ของปริมาณที่กำหนด)
- ไม่มีชื่อ/รายละเอียดของผู้ป่วยบนภาชนะใส่สิ่งส่งตรวจ หรือชื่อ/รายละเอียดของผู้ป่วยบนภาชนะใส่
- มีใบส่งตรวจแต่ไม่มีสิ่งส่งตรวจ/มีสิ่งส่งตรวจแต่ไม่มีใบส่งตรวจ
- ข้อมูลในใบส่งตรวจไม่ตรงกับในคอมพิวเตอร์
- สิ่งส่งตรวจผิดประเภท/ใส่ tube เลือดผิด ใช้สารกันเลือดแข็งผิดประเภท
- สิ่งส่งตรวจไม่พอตรวจ
- การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจก่อนนำส่งไม่ถูกต้อง เช่น Urine c/s ไม่ได้แช่เย็น
- มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนในสิ่งส่งตรวจ
- สิ่งส่งตรวจหกเลอะเทอะ ออกนอกภาชนะบรรจุ

ข้อยกเว้นสำหรับการปฏิเสธตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ

กรณีที่เป็นต้องทำการตรวจวิเคราะห์ในสภาพตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด เช่น partial clotted , hemolysis serum , lipemic serum , Icteric serum , milky serum เป็นต้น งานเทคนิคการแพทย์จะระบุสภาพตัวอย่างลงในใบรายงานผลไว้ให้ด้วย

วิธีการปฏิบัติในการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

1. ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยหรือผู้ที่ดำเนินการเจาะเก็บตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ เพื่อดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองให้ถูกต้องก่อน
2. ถ้าไม่มาดำเนินการแก้ไข งานเทคนิคการแพทย์จะดำเนินการจำหน่ายใบส่งตรวจคืนให้กับทางหน่วยงานที่ส่งตรวจ พร้อมบันทึก อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถตรวจสอบได้

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. ให้ส่งตรวจทางระบบ HOSxP และส่งใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2. กรณีต้องการผลด่วน ให้ระบุที่ใบส่งตรวจให้ชัดเจนเพื่อจะได้ทำการตรวจให้เป็นกรณีเร่งด่วน
3. การขอเพิ่มรายการตรวจตัวอย่างส่งตรวจที่ได้ส่งมาไว้แล้วจะต้องมีปริมาณเพียงพอ มีความเหมาะสมและมีระยะเวลาการจัดเก็บที่เหมาะสมกับรายการที่ขอตรวจเพิ่ม โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการตรวจวิเคราะห์ซึ่งสามารถแจ้งขอเพิ่มรายการตรวจโดยให้โทรศัพท์แจ้งขอตรวจเพิ่มและส่งตรวจทางระบบ HOSxP มาก่อน แล้วให้ส่งใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาภายหลัง

การรายงานผล

1. รายการตรวจที่ทางงานเทคนิคการแพทย์ สามารถตรวจวิเคราะห์ได้เอง จะรายงานผลการตรวจทันที เมื่อผลตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถรายงานผลภายในวันที่ส่งตรวจได้จะ บันทึกวัน เวลาที่จะได้รับผลลงในระบบ HOSxP และสำเนาใบส่งตรวจส่งมอบให้หน่วยงานที่ส่งตรวจ เพื่อให้ทราบระยะเวลาที่ต้องรอผลการตรวจด้วย และการรายงานผลจะคำนึงถึงความเร่งด่วนของผู้ป่วย โดยจะรายงานผลที่เป็นค่าวิกฤติ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยขอด่วน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้รับบริการตรวจสุขภาพ/โครงการต่างๆ ตามลำดับ

- กรณีผู้ป่วยในจะแยกผลไว้และส่งผลให้ 2 ช่วงเวลา คือ 12.00 น. และ 16.00 น. หากต้องการผลก่อนเวลาส่งผลให้ติดต่อขอรับผลได้เอง หรือดูผลได้ในระบบ HOSxP

- กรณีคนไข้ห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องฝากครรภ์ เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์เสร็จแล้วจะโทรศัพท์แจ้งให้ทราบ และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้มารับผลเอง

- กรณีคนไข้ส่งเสมหะจากรพ.สต.ผลตรวจจะเก็บไว้ที่งานเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่งานสุขาสามารถรับผลการตรวจ เพื่อส่งผลคืนให้สถานีนอนามัยได้

- กรณีผู้ป่วยนอกเมื่อผลตรวจเสร็จจะเขียนหมายเลขลำดับคิวตรวจแจ้งที่บอร์ดหน้าห้องเจาะเลือดและส่งผลให้ที่โตะพยาบาลหน้าห้องตรวจ โดยจะรายงานผลภายในเวลาที่แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ ตามระยะเวลาโดยประมาณ ดังนี้

1. ตรวจเบาหวาน (เจาะเลือดปลายนิ้ว) จะนำผลไปให้โตะพยาบาลหน้าห้องตรวจเรียกตรวจตามคิว
2. ตรวจเบาหวาน (เจาะที่แขน) (FBS, BS) 3 ชั่วโมง
3. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine) 3 ชั่วโมง
4. ตรวจโรคเก๊าท์ (Uric acid) 3 ชั่วโมง
5. ตรวจไขมัน (Lipid profile) 3 ชั่วโมง
6. ตรวจหาเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolytes) 3 ชั่วโมง
7. ตรวจการทำงานของตับ (LFT) 3 ชั่วโมง
8. ตรวจสุขภาพชุดเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง 13.00 น.
9. ตรวจสุขภาพโปรแกรม 1 (อายุน้อยกว่า 35 ปี) 2 ชั่วโมง
- ตรวจสุขภาพโปรแกรม 2 (อายุมากกว่า 35 ปี) 14.00 น.
10. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 2 ชั่วโมง
11. ตรวจความเข้มข้นของเลือด (Hct) 20 นาที
12. ตรวจปัสสาวะดูการทำงานของไต (Urine analysis) 2 ชั่วโมง
13. ตรวจปัสสาวะหาภาวะการตั้งครรภ์ 30 นาที
14. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 30 นาที
15. ตรวจหาความผิดปกติของอุจจาระ 2 ชั่วโมง
16. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (วิธีเบื้องต้น) 3 ชั่วโมง
17. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg, Anti-HBs) 2 ชั่วโมง
18. รายงานตรวจอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะแจ้งระยะเวลาได้รับผลให้ทราบภายหลังเจาะเลือด/เก็บสิ่งส่งตรวจแล้วอีกครั้ง

กรณีนัดเจาะเลือดหรือเก็บสิ่งส่งตรวจ นัดฟังผลวันหลัง จะให้ผู้รับบริการติดต่อรับใบนัดที่โตะพยาบาลเบอร์ 4

การขอผลด่วน CBC , Urine Analysis การตรวจทางเคมีคลินิกที่ตรวจได้เอง จะได้รับผลการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง

2. รายงานผลการตรวจจากหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล

- รายงานผลการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการจะ scan ผลในระบบ HOSxP และใส่ในช่องผลการตรวจว่า “ดูใน Image” โดยไม่คัดลอกผลการตรวจเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการคัดลอกผล ยกเว้นการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในเด็กแรกเกิดและผลการตรวจที่รายงานมาพร้อมกันหลายคนในใบเดียวกันจะลงผลการตรวจให้โดยไม่ scan ผลลงไป และเก็บรายงานผลไว้ที่งานเทคนิคการแพทย์

- กรณีผู้ป่วยนอก จะระบุใน OPD card ว่า “(รายการตรวจ) ส่งตรวจที่ได้ผลวันที่เวลา.....” และส่งมอบผลให้งานเวชระเบียนฯ ตัดใน OPD card
- กรณีผู้ป่วยใน หากยังพักรักษาตัวอยู่จะคืนผลตรวจให้งานผู้ป่วยใน แต่หากผู้ป่วยถูกจำหน่ายออกแล้วจะส่งมอบให้งานเวชระเบียนฯ ตัดผลใน chart ผู้ป่วย
- กรณีโครงการ ARV จะสำเนาผลตรวจ CD4 , Viral load และเก็บแยกแฟ้มไว้ให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการสามารถรับผลตรวจไปเก็บในแฟ้มประวัติได้ ส่วนต้นฉบับจะเก็บไว้ที่งานเทคนิคการแพทย์

3. การรายงานผลค่าวิกฤติและผลขอด่วน

- กรณีต้องการผลด่วนและค่าวิกฤติ จะไม่รายงานผลการตรวจทางโทรศัพท์ จะลงบันทึกในระบบ HOSxP และโทรศัพท์แจ้งหน่วยส่งตรวจให้เปิดดู ยกเว้นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโดยให้มีการทบทวนการรายงานผลจนเป็นที่เข้าใจ ถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย และให้มีการมารับใบรายงานผลไปยืนยันโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความผิดพลาด

- หากงานเทคนิคการแพทย์พบค่าวิกฤติ จะดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจอีกครั้ง ติดต่อหน่วยส่งตรวจเพื่อขอทราบอาการคนไข้/สาเหตุ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และทำการตรวจวิเคราะห์ซ้ำ
2. แนะนำให้เก็บสิ่งส่งตรวจใหม่
3. ลงผลค่าวิกฤติในคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วโทรศัพท์ให้หน่วยงานดูแล แม้การตรวจวิเคราะห์ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งรายการก็ตาม

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นค่าวิกฤติที่ต้องแจ้งทันที

รายการทดสอบ	ค่าต่ำ	ค่าสูง
Glucose (mg/dl)	≤ 70	≥ 400
Sodium (Na) (mmol/L)	≤ 125	≥ 150
Potassium (K) (mmol/L)	≤ 2.5	≥ 5.2
Bicarbonate (TCO2) (mmol/L)	≤ 10	≥ 40
Toponin -T (ng/L)	-	> 50
Hematocrit (%)	≤ 25	≥ 55
Platelet count (cumm)	≤ 70,000	≥ 800,000

การขอสำเนาผลการตรวจ

สามารถขอได้ในวันที่ทำการตรวจวิเคราะห์ โดยมีคำขอคัดลอกสำเนาของโรงพยาบาลแนบมาด้วย หากเลยวันแล้วให้ขอได้ที่งานเวชระเบียนฯ

การเก็บรักษาตัวอย่างตรวจ

การเก็บรักษาตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์

ตัวอย่างตรวจที่ได้รับมาและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว งานเทคนิคการแพทย์จะทำการตรวจวิเคราะห์หรือส่งต่อโดยเร็วที่สุด หากไม่สามารถดำเนินการได้ต้องเก็บตัวอย่างไว้ดังนี้

1. เลือดครบส่วนหรือซีรัม เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 - 8 °C จนกว่าจะทำการวิเคราะห์กรณีตรวจบิลิรูบิน เก็บตัวอย่างไว้ในที่มี

- ซีรัมที่ส่งต่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2 - 8 °C ยกเว้นการตรวจบางรายการ เช่น PT, APTT ให้ส่งตรวจทันทีหรือภายใน 30 นาที ใส่ในภาชนะส่งตรวจโดยไม่ต้องแช่เย็น
- เลือดครบส่วนที่ส่งต่อเพื่อตรวจ CD4 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง แล้วรีบดำเนินการส่งตรวจทันที
- เลือดครบส่วนที่ส่งต่อเพื่อตรวจ Viral load (Tube gel) ปั่นที่ความเร็วรอบ 2,900 rpm นาน 15 นาทีโดยไม่ต้องแยก plasma แล้วรีบดำเนินการส่งตรวจต่อไป หากไม่สามารถส่งได้ให้เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C
- ตัวอย่างตรวจทางจุลชีววิทยา เก็บไว้ที่ ตู้เย็น ยกเว้น CSF, Hemoculture หนองจากตาและตัวอย่างจากอวัยวะสืบพันธุ์เก็บที่อุณหภูมิห้อง

การเก็บรักษาตัวอย่างหลังการตรวจวิเคราะห์

เพื่อขี้บ่ง ทำซ้ำ ตรวจวิเคราะห์เพิ่ม หรือการสอบกลับและทวนสอบ โดยจะเก็บตัวอย่างหลังการตรวจแยกตามประเภท ดังนี้

ตัวอย่าง	อุณหภูมิ	ระยะเวลา
เลือด	2-8 °C	7 วัน
ปัสสาวะ	2-8 °C	1 วัน
เสมหะ	2-8 °C	7 วัน
Slide จากการ Differential , Malaria	อุณหภูมิห้อง	7 วัน
Slide Gram, AFB อื่น ๆ	อุณหภูมิห้อง	7 วัน
Slide sputum AFB	อุณหภูมิห้อง	1 - 3 เดือน (ตามสคร.)

การจัดเตรียมและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คำแนะนำในการจัดเตรียมเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ

- ตรวจสอบรายละเอียดตามคู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อดำเนินการและเตรียมการก่อนทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ
- จัดเตรียมอุปกรณ์และภาชนะตามที่ระบุไว้ ระบุชื่อ - สกุล , อายุ , HN , วันที่ , เวลา และชื่อผู้เก็บสิ่งส่งตรวจบนภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจทุกครั้งอย่างชัดเจน
- ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจให้ถูกต้องและเพียงพอสำหรับการตรวจ
- ตรวจสอบว่าได้ปิดฝาภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจสนิทแน่น เพื่อป้องกันการหก รั่ว ซึม
- ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การขอผลด่วน
- จัดเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ในอุณหภูมิและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมระหว่างรอการนำส่ง

การเตรียมผู้ป่วย

การเตรียมผู้ป่วยก่อนทำการเก็บสิ่งส่งตรวจมีความจำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจควรอธิบายขั้นตอนและขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเสมอ

- การเตรียมด้านจิตใจ ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย เช่น วัตถุประสงค์ในการตรวจ ความรู้สึกขณะจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ จะช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยได้
- การเตรียมด้านร่างกาย ต้องแนะนำให้ผู้ป่วยเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการตรวจบางชนิด เช่น ตรวจน้ำตาล ให้อุดอาหาร อย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง และ 10 - 12 ชั่วโมง เมื่อต้องการตรวจระดับไขมัน

อุปกรณ์ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ

- หลอด Hematocrit tube ชนิดเคลือบ heparin สีดสีแดง
- กระจก (Slide) रिमผ้า และ ธรรมดา
- ชุดเก็บตัวอย่าง OSCC ประกอบด้วยหลอดพลาสติกสำหรับใส่ vagina swab , กระจก (Slide) रिमผ้า สำหรับป้าย discharge จาก vagina
- กระจกซับเลือดและใบส่งตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด
- Tube clotted blood เป็นหลอดแก้วขนาด 13×100 mm. (จุกยางสีแดง) ใช้ใส่ตัวอย่างเลือดชนิดไม่มีสารกันเลือดแข็งหรือสารรักษาสภาพตัวอย่าง สำหรับการตรวจทางด้านงานภูมิคุ้มกันวิทยา งานธนาคารเลือด และงานเคมีคลินิก
- Tube clotted blood เป็นหลอดแก้วขนาด 12×75 mm. ใช้ใส่ตัวอย่างเลือดชนิดไม่มีสารกันเลือดแข็ง หรือสารรักษาสภาพตัวอย่าง สำหรับการตรวจ VCT
- Tube NaF (ฝาจุกสีเทา) เป็นหลอดพลาสติก ใช้ใส่ตัวอย่างเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็งหรือสารรักษาสภาพตัวอย่าง NaF ใช้สำหรับการตรวจ Glucoses
- Tube EDTA (ฝาจุกสีม่วง) เป็นหลอดพลาสติก ใช้ใส่ตัวอย่างเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็ง EDTA สำหรับตรวจ Complete Blood count (CBC) , Hematocrit (Hct) , DCIP , Hemoglobin typing , G6PD, Malaria , ESR , CD4 , HbA1c
- Tube Clot Activator blood (ฝาจุกสีแดง) เป็นหลอดพลาสติกขนาด 13×100 mm. และ 12×75 mm. และใช้ใส่ตัวอย่างเลือดชนิดไม่มีสารกันเลือดแข็งหรือสารรักษาสภาพตัวอย่าง สำหรับการตรวจทางด้านงานภูมิคุ้มกันวิทยา งานธนาคารเลือด และงานเคมีคลินิก
- Tube 3.2% Sodium citrate (ฝาจุกสีน้ำเงิน) เป็นหลอดพลาสติก ใช้ใส่ตัวอย่างเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็ง Sodium citrate สำหรับการตรวจ Coagulogram , PT , APTT , INR
- Tube 3.8% Sodium citrate (ฝาจุกสีดำ) เป็นหลอดพลาสติก ใช้ใส่ตัวอย่างเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็ง Sodium citrate สำหรับการตรวจ ESR
- Urine container (แก้วพลาสติกใสมีฝาปิดสีเขียว) สำหรับใส่ปัสสาวะตรวจ Urinalysis, Urine Protein , Urine Microalbumin , Urine THC , Urine Methamphetamine และ Urine Pregnancy test
- Stool container (กระป๋องพลาสติกสีเทาฝาใส) สำหรับเก็บอุจจาระในการตรวจ Stool examination , Stool occult blood
- Sputum container (แก้วพลาสติกใสมีฝาปิดสีแดง) สำหรับเก็บเสมหะในการตรวจ Sputum AFB , AFB C/S
- Cary Blair Transport medium (หลอดพลาสติกสีขาวจุกสีขาว) บรรจุอาหารเก็บรักษาเชื้อสำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อจาก Rectal swab (ภาชนะบรรจุอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเบิกจากโรงพยาบาลสมเด็จฯ)
- Stuart Transport Medium (หลอดพลาสติกสีขาวจุกสีแดง) บรรจุอาหารเก็บรักษาเชื้อสำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อจาก Pus swab , Throat swab

- Hemoculture Transport Medium (ขวดน้ำยาสำเร็จรูปบรรจุอาหารเก็บรักษาเชื้อ) สำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพาะเชื้อจากเลือด
- ขวดแก้ว Sterile (ขวดแก้วปราศจากเชื้อ) ใช้สำหรับเก็บตัวอย่าง Body fluid , CSF , Vagina swab , เพื่อส่งตรวจ Culture , Gram's stain , India ink และ Cytology
- VTM : หลอดพลาสติกใสจุกสีเหลืองบรรจุอาหารเก็บรักษาเชื้อตรวจไขหัด 2009 เบิกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม

การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ

เพื่อให้ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการตรวจแก่ผู้ป่วย การเก็บสิ่งส่งตรวจจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตรวจมากที่สุดขั้นตอนหนึ่ง สิ่งที่ต้องพึงระมัดระวังในการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ คือ

1. ความถูกต้อง จะช่วยป้องกันการเจาะเก็บซ้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อผู้รับบริการ ที่ต้องเสียเวลา และเจ็บตัวมากขึ้น ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองวัสดุและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานมากขึ้น

- ความถูกต้องกับผู้ป่วย คือ ไม่เจาะเก็บผิดคน
- ความถูกต้องเหมาะสมในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการเจาะเก็บ เช่น การ NPO , การเคาะปอดเพื่อช่วยในการเก็บเสมหะ

- ความถูกต้องเรื่องชนิดการตรวจ คือ การเก็บได้ถูกต้องตามชนิดของการส่งตรวจในภาชนะที่ถูกต้อง

- ความถูกต้องในเรื่องปริมาณ คือ ปริมาณที่เจาะเก็บต้องถูกต้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้และปริมาณเพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์

- ความถูกต้องในเรื่องเวลา คือ เวลาที่เหมาะสมในการเจาะเก็บ

2. ความปลอดภัย

- ความปลอดภัยกับผู้ป่วย การเจาะเก็บจะต้องให้ความมั่นใจว่าเกิดผลกระทบ หรือการบาดเจ็บต่อผู้ป่วยน้อยที่สุด

- ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้เจาะเก็บ หรือผู้ร่วมงานเองต้องมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน ไม่เกิดการติดเชื้อหรือเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุด

ขั้นตอนการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ

1. ตรวจสอบรายการตรวจที่ต้องการตรวจ
2. พิมพ์/เขียนใบส่งตรวจ ข้อมูลของผู้ป่วย และระบุรายการตรวจที่ต้องการ
3. เตรียมอุปกรณ์ สำหรับการจัดเก็บตัวอย่างตามรายการส่งตรวจ ควรตรวจสอบชนิดของหลอดเก็บเลือด ชนิดของสารที่ใส่ในภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจและสัดส่วนของสารให้ถูกต้องตามชนิดของรายการตรวจ โดยเขียนชื่อ-สกุล อายุ และ HN ของผู้ป่วยติดที่ภาชนะ และนำไปยังจุดที่จัดเก็บตัวอย่าง
4. เตรียมผู้ป่วย สอบถามชื่อ - สกุล โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้บอกชื่อ - สกุลของตนเอง เพื่อป้องกันการเก็บตัวอย่างผิดคน
5. ทำการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจที่ต้องการใส่ในอุปกรณ์ที่เตรียมไว้โดยก่อนใส่ให้ดูชื่อ - สกุลให้

ถูกต้อง กรณีที่ใช้หลอดเก็บตัวอย่างที่มีสารกันเลือดแข็ง ให้ผสมเลือดและสารกันเลือดแข็งให้เข้ากัน โดยพลิกหลอดกลับไปมา (inversion) ประมาณ 10 ครั้งทันที ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว (ห้ามเขย่าแรงเนื่องจากจะทำให้เม็ดเลือดแตก)

6. ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับสารน้ำ หรือสารอาหารทางเส้นเลือด ให้เลี่ยงการเจาะเลือดข้างเดียวกัน เพราะอาจมีผลกระทบต่อ การทดสอบได้

7. กรณีที่มีการส่งตรวจหลายรายการทดสอบ และต้องใช้หลอดเลือดหลายหลอด ควรลำดับการใส่เลือดลงหลอด ดังนี้

- 7.1 ขวดสำหรับการเพาะเชื้อ Hemoculture
- 7.2 หลอดสำหรับทดสอบ Coagulogram (3.2 % Sodium Citrate จุกสีน้ำเงิน)
- 7.3 หลอดสำหรับ Clotted blood (จุกสีแดง)
- 7.4 หลอดสำหรับ Lithium Heparin (จุกสีเขียว)
- 7.5 หลอดสำหรับ EDTA blood (จุกสีม่วง)
- 7.6 หลอดสำหรับทำ Sodium Fluoride (จุกสีเทา)
- 7.7 หลอดสำหรับทดสอบ ESR (3.8 % Sodium Citrate จุกสีดำ)

8. ลงทะเบียนในสมุดนำส่ง ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง ลงนามโดยผู้จัดเก็บหรือผู้ควบคุมการนำส่ง และนำส่งห้องปฏิบัติการทันที

การเจาะเลือด

ข้อควรระวังในการเจาะเลือด

- เลือกหลอดเลือดให้ถูกต้องตามชนิดของการตรวจ
- ไม่ควรใช้เข็มเจาะเลือดที่มีขนาดเล็กเกินไป ควรใช้เข็มที่มีขนาดเหมาะสม เช่น เบอร์ 21
- ไม่ควรเจาะเลือดในขณะที่แอลกอฮอล์บริเวณที่เจาะเลือดยังไม่แห้ง
- ปริมาณที่เจาะต้องถูกต้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ไม่มากหรือน้อยเกินกำหนด
- ไม่ควรดันลูกสูบขณะถ่ายเลือดจากกระบอกฉีดยาใส่ภาชนะแรงเกินไป
- ขณะเจาะเลือดไม่ควรดึงลูกสูบเพื่อให้เลือดเข้าสู่กระบอกฉีดยาแรงเกินไป
- เมื่อใส่เลือดลงในหลอดที่มีสารกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) หรือสารรักษาสภาพสิ่งส่งตรวจ ต้องผสมให้เข้ากันโดยพลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ (inversion) ประมาณ 10 ครั้ง ระวังการเขย่าแรงเกินไปจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis)
- หลีกเลี่ยงการเจาะเลือดข้างเดียวกันกับข้างที่ให้สารน้ำหรือสารอาหาร เพราะมีผลต่อการทดสอบ
- กรณีที่เจาะจากปลายนิ้ว หรือสันเท้า (เส้นเลือดฝอย) ต้องเจาะให้เลือดไหลได้สะดวก (Free flow) ไม่บีบหรือเค้น
- หลังเจาะเลือดมาใหม่ๆ ไม่ควรรีบปั่นแยกเลือดเร็วเกินไป โดยยังไม่ได้ปล่อยให้เลือดแข็งตัว อย่างสมบูรณ์ ปกติเลือดจะแข็งตัวภายในเวลา 30 นาที
- การเจาะเลือดตรวจ Coagulation ไม่ควรใช้สายยางรัดต้นแขนนานเกินไป เพราะทำให้ activity ของ coagulogram factor เพิ่มขึ้นได้ 10-50% และทำให้ platelet ในตัวอย่างที่เจาะมีปริมาณต่ำลง และต้องเจาะเลือดให้ได้ตามขีดที่บอกระดับไว้ ถ้าเจาะไม่ได้สัดส่วนกับน้ำยา ค่าที่ได้จากการตรวจอาจ


เปลี่ยนแปลงและผิดพลาด , Lipemic seruumm และ Hemolysed serum มีผลต่อการตรวจ เนื่องจากไปรบกวน Clotting factor activation และ Endpoint measurement interference

เทคนิคการเจาะเก็บเลือด

ผู้ปฏิบัติงานเจาะเก็บเลือดต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยทั่วไปการเจาะเก็บเลือดจะมีการเจาะเก็บได้ 3 ลักษณะ คือ

1. **หลอดเลือดแดง (Artery)** การเจาะเก็บจากหลอดเลือดแดงจะเจาะเก็บโดยแพทย์
2. **หลอดเลือดดำ (Vein)** การเจาะเก็บโดยทั่วไปจะเจาะเก็บได้จากตำแหน่งบริเวณข้อพับแขนซึ่งสามารถเจาะได้จากเส้นเลือด 3 จุด ดังนี้ (รูปที่1)
 - 2.1 Cephalic Vein
 - 2.2 Basilic Vein
 - 2.3 Median cubital Vei

บริเวณข้อพับแขนจะเป็นจุดที่นิยมเจาะเก็บกันมากที่สุด สามารถเก็บตัวอย่างได้มาก และเป็นเส้นเลือดที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน นอกจากนี้อาจเจาะเก็บได้จากบริเวณอื่นๆ ได้อีก เช่น บริเวณหลังมือหรือบริเวณอื่นๆ ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย



รูปที่ 1 เส้นเลือดบริเวณข้อพับ

3. หลอดเลือดฝอย(Capillary)


การเจาะเลือดบริเวณเส้นเลือดฝอย ส่วนใหญ่จะเจาะในกรณีที่ต้องการใช้เลือดปริมาณน้อย หรือในเด็กทารกแรกเกิด เด็กอ่อน

3.1 สันเท้า ส่วนใหญ่แล้วในเด็กแรกเกิด จะนิยมเจาะบริเวณสันเท้าเด็ก ซึ่งผู้เจาะจะต้องยึดข้อเท้าเด็กให้มั่นคง เพื่อสะดวกในการเจาะเก็บเลือดได้ จุดที่เจาะจะเจาะบริเวณด้านข้างของสันเท้าเด็ก (รูปที่2)

3.2 ปลายนิ้วมือ ตำแหน่งที่ใช้เจาะส่วนมากจะเป็นนิ้วนาง นิ้วกลาง หรืออาจเจาะที่นิ้วชี้ เป็นส่วนใหญ่ นิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือ ไม่แนะนำให้เจาะ เนื่องจากลักษณะที่เนื้อเยื่อที่นิ้วก้อยค่อนข้างน้อย ส่วนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จะมีผิวหนังที่หนากว่าและจำเป็นในการใช้งานมากกว่านิ้วอื่น

เทคนิคในการเจาะเลือดที่ผิวหนัง(เส้นเลือดฝอย)

การเจาะควรลึกพอประมาณ (2-3 มม.) ไม่เจาะลึกหรือตื้นเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้ หรืออาจไม่ได้เลือดในปริมาณที่เพียงพอแก่การปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ และในการเจาะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดการแข็งตัวของเลือดได้ ลักษณะของเลือดที่เจาะ เมื่อกดหรือบีบเบาๆ แล้วได้เลือดไหลได้สะดวก (Free flow) ไม่จำเป็นต้องบีบเค้นให้เลือดออกมา บริเวณผิวหนังที่เจาะเมื่อทำความสะอาดด้วย แอลกอฮอล์แล้ว ต้องรอให้แห้งก่อนการเจาะเลือด เพื่อป้องกันการแตกของเม็ดเลือด



รูปที่ 2 การเจาะเลือดที่ส้นเท้า

การเก็บปัสสาวะ (Urine)

การเก็บควรให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเทคนิคการเก็บ เพื่อผลการตรวจที่ถูกต้อง ชนิดการจัดเก็บมีดังนี้

- Single Random collection ปัสสาวะเก็บครั้งเดียว

เป็นการเก็บปัสสาวะเมื่อต้องการตรวจเมื่อใดก็ได้ตามสะดวก และในการจัดเก็บต้องใช้เทคนิค Mid-Stream Urine คือ การเก็บปัสสาวะในช่วงกลางของการถ่ายปัสสาวะในแต่ละครั้ง โดยให้ถ่ายปัสสาวะทิ้งก่อนในช่วงแรก แล้วเก็บ ช่วงกลาง ช่วงปัสสาวะที่เหลือให้ถ่ายทิ้งไป

สำหรับผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะขับถ่ายปัสสาวะก่อนการเก็บเพื่อช่วยลดการปนเปื้อนได้มากขึ้นในผู้หญิง การเก็บปัสสาวะแบบนี้ใช้ตรวจ Urine analysis (UA) , Pregnancy test , Albumin/Sugar

สำหรับผู้ป่วยใน ควรเก็บปัสสาวะในช่วงเวลาเช้า (Single Random - First morning Mid - Stream Urine) เพราะว่าจะได้ปัสสาวะที่มีความเข้มข้นมากที่สุด จะช่วยให้โอกาสตรวจหาความผิดปกติได้มากขึ้น

- Catheter Urine การเก็บโดยการใช้สายสวน

เหมาะสมกับการนำไปตรวจเพื่อการเพาะเชื้อ โดยใส่ในขวด Sterile หรือในกรณีผู้ป่วยไม่รู้สีกตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในการเก็บห้ามใช้ปัสสาวะที่อยู่ในถุงรองปัสสาวะ (Urine bag) ให้ใช้ Syringe และเข็มเจาะจากสายที่สวนโดยตรง ใช้เทคนิคการปลอดเชื้อ

- Time Urine การเก็บปัสสาวะตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

เป็นการเก็บปัสสาวะที่กำหนดเป็นช่วงระยะเวลาเพื่อต้องการทราบจำนวนปัสสาวะที่ได้และตรวจหาปริมาณสารทางชีวเคมีที่อยู่ในปัสสาวะ เช่น Protein , Electrolyte และอื่นๆ เก็บเป็นช่วงเวลา เช่น 12 ชั่วโมง , 24 ชั่วโมง

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียม

1. ขวดสีขาขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บปัสสาวะได้จำนวนมาก จำนวน 1-2 ขวด
การเก็บแบบไม่ใช้สารกันบูด ให้เก็บใส่ขวดและแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4- 8 °C เพื่อป้องกันการบูดเสีย
วิธีการเก็บ

1. กำหนดเวลาที่จะเริ่มเก็บ และสิ้นสุด
2. เวลาที่เริ่มเก็บ ให้ผู้ป่วยปัสสาวะทิ้งในครั้งแรกตรงเวลาที่เริ่ม
3. เก็บปัสสาวะที่ได้ในครั้งต่อไปทั้งหมดที่ถ่ายได้ จนครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ให้ผู้ป่วยเก็บปัสสาวะเป็นครั้งสุดท้าย
4. นำปัสสาวะที่ได้ทั้งหมด ผสมรวมและเขย่าให้เข้ากัน วัดปริมาตรที่ได้ทั้งหมด
5. ตวงปัสสาวะที่ได้จำนวน 30 ml. ใส่ขวด ติดป้ายชื่อ สกุลและรายละเอียดพร้อมใบส่งตรวจที่ต้องแจ้งปริมาตรทั้งหมดของปัสสาวะที่ได้ และนำส่งห้องปฏิบัติการ

การเก็บอุจจาระตรวจ คู่มือ : การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์

การเก็บน้ำไขสันหลัง (CSF)

เก็บใส่ขวดปราศจากเชื้อ ปริมาณขวดละ 3-5 ml. ติดป้ายชื่อ-สกุล อายุ HN บนภาชนะ พร้อมระบุหมายเลขขวด ตามลำดับที่เจาะ CSF ออกมาได้ นำส่งห้องปฏิบัติการทันที กรณีส่งเพาะเชื้อ ห้ามเก็บน้ำไขสันหลังในตู้เย็น เพราะเชื้อบางชนิดตายได้ ถ้าไม่สามารถนำส่งได้ทันทีให้เก็บในอุณหภูมิ 37°C

การเก็บสารน้ำ สารคัดหลั่งอื่นๆ

เก็บใส่ขวดปราศจากเชื้อ ปริมาณขวดละ 3-5 ml. ติดป้ายชื่อ-สกุล อายุ HN บนภาชนะ หากเป็นการดูลักษณะเซลล์ไม่ต้องใส่สารกันเลือดแข็ง แต่ถ้าเป็นการตรวจนับเซลล์ให้ใส่สารกันเลือดแข็ง เช่น Heparin หรือEDTA นำส่งห้องปฏิบัติการทันที

การเก็บตัวอย่างทางโลหิตวิทยา คู่มือ : การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
สำหรับการส่งตรวจ CD4 , CD8 ห้ามแช่เย็น และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 48 ชั่วโมง

การส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

คุณสมบัติของสิ่งส่งตรวจ

1. สิ่งส่งตรวจทุกชนิด ต้องระบุชื่อ-สกุล , ชนิดและตำแหน่งของสิ่งส่งตรวจ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ใบส่งตรวจ (Request Form) ของผู้ป่วยทุกรายควรกรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยของพยาธิแพทย์

2. วิธีการส่งตรวจ

2.1 สิ่งส่งตรวจทางเซลล์วิทยา (Cytology) หรือชิ้นเนื้อ (Biopsy) ควรใช้ปากกว้างที่ไม่แตกง่าย และมีฝาปิดสนิท หรือใช้ถุงพลาสติก 2-3 ชั้น ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นเนื้อ

2.2 สิ่งส่งตรวจที่เป็นสไลด์ ควรนำสไลด์แยกใส่ลงในซองพลาสติกหรือซองกันกระแทกก่อน เพื่อป้องกันการแตกหักของสไลด์

วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ

การส่งตรวจชิ้นเนื้อ(Biopsy)

1. น้ำยา Fixative ที่เหมาะสมคือ 10 % Buffer Formalin กรณีไม่มีน้ำยา Formalin ให้ใช้ 70 % Ethyl Alcohol แทนได้ เฉพาะชิ้นเนื้อขนาดเล็ก

2. ปริมาณน้ำยา Fixative ที่ใส่ใช้ประมาณ 5 - 10 เท่าของขนาดชิ้นเนื้อ

3. ภาชนะที่บรรจุควรใช้ขวดปากกว้างมีฝาปิดสนิทขนาดต่างๆ หรือใช้ถุงพลาสติก 2 ชั้นขึ้นกับขนาดชิ้นเนื้อ และต้องระบุชื่อ - สกุลผู้ป่วย ชนิดและตำแหน่งของสิ่งส่งตรวจ รวมถึงรายละเอียดๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน

การเตรียมน้ำยา

- 40 % Formaldehyde 100 ml.
- DW (น้ำกลั่น) 900 ml.
- ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ ต้องผ่านให้น้ำยาสามารถซึมเข้าได้ถึง (ผ่านให้เป็นรอย แต่ไม่ขาดจากกัน)

การตรวจทางพยาธิกายวิภาค

เซลล์วิทยาของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี (Pap smear)

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจ

1. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ
2. ไม่ควรทำความสะอาดภายในช่องคลอดก่อนการตรวจ 2-4 ชั่วโมง
3. ไม่ควรใช้ยาเหน็บช่องคลอดก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำในการเก็บและจัดส่งตัวอย่างหรือสิ่งส่งตรวจ

1. ตำแหน่งที่ป้ายเซลล์ออกมาจากส่วนต่าง ๆ ของมดลูกมีผลต่อการตรวจหาเซลล์มะเร็งในระบบสืบพันธุ์สตรี ถ้าตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกควรป้ายเซลล์บริเวณคอมมดลูก (Endocervix) และปากมดลูก (Ectocervix) การตรวจหาเซลล์มะเร็งเยื่อบุมดลูก รังไข่ ควรป้ายเซลล์จาก (Vagina pool)
2. การลงประวัติส่วนบุคคลของผู้ป่วยในใบส่งตรวจ ควรมีประวัติการตั้งครรภ์ บุตรคนสุดท้าย ประจำเดือนครั้งสุดท้าย ประวัติการรักษา และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญในการวินิจฉัยโรค
3. ถุงมือที่ใช้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถุงมือที่มีแป้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงบนสไลด์ในการตรวจ
4. ไม่ควรใช้น้ำยาหรือวัสดุหล่อลื่นในการใช้เครื่องมือ (Speculum) ให้ใช้ Sterile normal saline
5. เตรียมแผ่นกระจกกริมผ้า (Slide) ใช้ดินสอเขียนชื่อ - สกุล HN บริเวณริมผ้าของ Slide ห้ามใช้ปากกาในการเขียน เพราะจะถูกกลบออกเมื่อแช่สไลด์ในน้ำยา
6. น้ำยาที่ใช้รักษาสภาพของเซลล์ (Fixative) ใช้ 95% Ethanal ห้ามใช้ Methanal ในการแช่สไลด์
7. เมื่อป้ายเซลล์จากผู้ป่วยลงบนแผ่นกระจกกริมผ้าแล้ว ให้รีบแช่ในน้ำยา 95% Ethanal ทันที
8. แช่ไว้นานอย่างน้อย 30 นาที นำออกมาผึ่งลมให้แห้งแล้วห่อด้วยกระดาษ เขียนชื่อ - สกุล HN บนกระดาษที่ห่อ นำส่งพร้อมใบส่งตรวจ

การตรวจทางจุลชีววิทยา

การเก็บสิ่งส่งตรวจสำหรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นต้องทำด้วยวิธีที่ถูกต้อง วิธีการเก็บและช่วงเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจมีความสำคัญต่อการเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยมีหลักการพื้นฐานสำหรับการเก็บสิ่งส่งตรวจ ดังนี้

1. เก็บสิ่งส่งตรวจโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ (sterile technique)
2. เก็บสิ่งส่งตรวจจากตำแหน่งที่มีการติดเชื้ออย่างเหมาะสม

3. เก็บสิ่งส่งตรวจในช่วงเวลาที่เหมาะสม พิจารณาจากช่วงเวลาในการดำเนินโรค หรือช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับการแสดงออกของโรค เช่น typhoid fever เกิดจากการติดเชื้อ *Salmonella* ในทางเดินอาหาร สามารถตรวจพบจากเลือดในสัปดาห์แรกของการติดเชื้อ จากนั้นจะลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว โอกาสตรวจพบเชื้อในปัสสาวะและอุจจาระในช่วงสัปดาห์ที่ 2-3 แล้วจึงลดลง

4. เก็บสิ่งส่งตรวจในปริมาณที่เหมาะสม ปริมาณสิ่งส่งตรวจที่มากขึ้นมีผลทำให้โอกาสหรือความไวในการตรวจพบเชื้อมากขึ้น

5. เก็บสิ่งส่งตรวจด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม

6. เก็บสิ่งส่งตรวจก่อนให้ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย


การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Urine analysis (UA) Albumin /Sugar	ปัสสาวะ (Urine)	Urine container (แก้วพลาสติกใสมีฝาปิดสีเขียว) 	เก็บตามวิธีการเก็บปัสสาวะ Single Random collection ปัสสาวะเก็บครั้งเดียว Catheter Urine การเก็บโดยการใช้สาย สวน	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที พร้อมใบนำส่งหากไม่สามารถ นำส่งได้ให้เก็บในตู้เย็น 4- 8 °C
Stool examination Stool occult blood	อุจจาระ (Stool)	ตลับพลาสติกสีเทา ฝาใส 	การเก็บเพื่อตรวจหาพยาธิ และ เม็ดเลือด -ปริมาณที่เก็บ 3-5 กรัม (เท่ากับ ตลับยาทาผิวหนัง) -เวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บ คือ ช่วงเช้าหรือการถ่ายอุจจาระ ครั้งแรกของวันที่ได้จะเหมาะแก่ การนำไปตรวจหาความผิดปกติ ได้ดี -งดยาถ่ายหรือยาฆ่าเชื้อก่อนเก็บ วิธีการเก็บคือ ถ่ายลงภาชนะ รองรับที่แห้งและสะอาด แล้วใช้ ไม้หรืออุปกรณ์สำหรับตัก ตักใน ปริมาณที่กำหนดใส่ลงใน	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที พร้อมใบนำส่งโดยต้อง ติด ฉลากที่มีข้อมูลของผู้ป่วยตาม ข้อกำหนด

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์ (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Stool examination Stool occult blood (ต่อ)			ตลับสำหรับเก็บส่ง ห้องปฏิบัติการ ข้อควรระวังในการเก็บคือ ห้าม ใช้กระดาษในการทอหุ้ม และไม่ ควรถ่ายลงในโถส้วม เพราะจะทำให้ เกิดการปนเปื้อน ซึ่งอาจมีผลต่อ ผลการตรวจที่ได้ ผิดพลาด	
cell count cell differential	น้ำไขสันหลัง (CSF)	ขวด Sterile 	การเจาะเก็บ ต้องเจาะ 2 - 3 ขวด ปริมาณ 3 - 5 mL. ต้องระบุ ลำดับขวดในการเก็บ เขียนชื่อ/ สกุล HN ผู้ป่วย	ส่งห้องปฏิบัติการทันที โดย ต้องติดฉลากที่มีข้อมูลของ ผู้ป่วยตามข้อกำหนด
cell count cell differential	Body fluid อื่นๆได้แก่ น้ำเจาะช่องปอด (Pleural Fluid) น้ำเจาะช่องท้อง (Peritoneal Fluid) น้ำเจาะช่องข้อ (Synovial Fluid)	ขวด Sterile 	การเจาะเก็บใช้ 1-2 ขวด ปริมาณ 3 - 5 mL. ในกรณีส่ง ตรวจทางเซลล์วิทยา (cytology) ใช้ปริมาณ 20 - 50 mL. ในการ เก็บเพื่อตรวจ นับแยกเม็ดเลือด (cell count) ให้ใช้ใส่ในหลอด EDTA เพื่อป้องกันการแข็งตัว ของสารน้ำ	ให้รีบนำส่งห้องปฏิบัติการ ทันทีเพราะบางชนิดอาจจับตัว เป็นก้อนแข็งได้เร็ว ซึ่งจะยาก ในการตรวจ และโอกาสในการ ตรวจพบ สิ่งผิดปกติจะน้อยลง โดยต้องติดฉลากที่มีข้อมูลของ ผู้ป่วยตามข้อกำหนด


การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ศาสตร์ (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Semen Analysis การตรวจนับจำนวนของตัวเชื้อ อสุจิ	อสุจิ (Semen)	แก้วพลาสติกใสมีฝาปิดสีเขียว 	ข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนตรวจ คือ 1. งดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการเก็บตรวจ 3 วัน 2. การเก็บต้องเก็บให้ได้ปริมาณทั้งหมดที่ได้ออกมา ใส่ภาชนะขวดพลาสติกสะอาดมีฝาปิด 3. ห้ามใช้ถุงยางในการช่วยเก็บ	ส่งห้องปฏิบัติการเร็วที่สุด (ไม่ควรเกิน 30 นาที) ติดต่อกับห้องปฏิบัติการก่อน เพื่อนัดหมายผู้ป่วยและรับภาชนะสำหรับเก็บ

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
<p>CBC, DCIP Hb typing , Blood group</p>	<p>Whole blood (เลือดครบส่วน)</p>	<p>หลอด EDTA (จุกสีม่วง)</p>  <p>Micro EDTA</p> 	<p>เขียนหรือติดฉลากชื่อ - สกุล อายุ HN บนหลอดเลือด เจาะเลือดประมาณ 3 mL. ใส่ ในหลอด EDTA โดยใส่เลือด ตามขีดที่กำหนด ไม่น้อยหรือ มากเกินไปที่กำหนดข้างหลอด ผสมเลือดและสารกันเลือดแข็ง ที่อยู่ในหลอดให้เข้ากันดี โดย พลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ (inversion) ประมาณ 10 ครั้ง ห้ามเขย่าแรงเพราะเม็ดเลือด อาจแตกได้ Micro EDTA ใส่เลือด 0.5 mL.</p>	<p>นำส่งห้องปฏิบัติการทันที หรือภายใน 2-4 ชั่วโมง</p>

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
ESR	Whole blood (เลือดครบส่วน)	3.8 % Sodium citrate (ฝาจุกสีดำ) 	เจาะเก็บเลือดใส่หลอด 3.2 % Sodium citrate ปริมาณเลือดตามที่ระบุไว้ข้างหลอด ผสมกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันดีโดยพลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ (inversion) ประมาณ 10 ครั้ง	นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหรือภายใน 2-4 ชั่วโมง
Coagulogram PT , APTT, INR	Whole blood (เลือดครบส่วน)	3.2 % Sodium citrate (ฝาจุกสีฟ้า) 	เจาะเก็บเลือดใส่หลอด 3.2 % Sodium citrate ปริมาณเลือดตามที่ระบุไว้ข้างหลอดโดยสัดส่วนของเลือด : สารกันเลือดแข็งเท่ากับ 1 : 9 เมื่อใส่เลือดแล้วผสมกับสารกันเลือดแข็งให้เข้ากันดีโดยพลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ (inversion) ประมาณ 10 ครั้ง ห้ามเขย่าแรงและต้องไม่เกิดการแข็งตัว	นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหรือภายใน 2 ชั่วโมง ไม่ต้องปั่นแยก plasma ขณะนำส่งไม่ต้องแช่น้ำแข็ง เนื่องจากความเย็นมีผลต่อ Factor VII (หากส่งไม่ได้ทันทีให้ปั่นแยก Plasma ภายใน 2 ชั่วโมงที่ความเร็วรอบ 1,500 g/นาทีเป็นเวลา 15 นาที (หรือ 3,500 rpm)

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
VCT (Venous clotting time)	Whole blood (เลือดครบส่วน)	หลอดแก้วขนาด 12 x 75 mm. จำนวน 3 หลอด 	1.เจาะเลือดประมาณ 3-5 mL. เริ่มจับเวลาเมื่อใส่เลือดหลอด แรกใส่เลือดจนครบ 3 หลอด หลอดละ 1 mL. 2. ดูการแข็งตัวของเลือดใน หลอดที่ 1 โดยการเอียงหลอดทุก 30 วินาที จนกระทั่งเลือดแข็งตัว (เอียงคว่ำหลอดแก้วไม่ไหล) แล้วค่อยเอียงหลอดที่ 2 เช่นเดียวกับหลอดแรกดู จนกระทั่งเลือดแข็งตัวจึงเอียง หลอดที่ 3 เวลาที่หลอดเลือดทั้ง 3 แข็งตัว คือ ระยะเวลาการ แข็งตัวของเลือด ค่าปกติ 9-15 นาที	แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ดำเนินการ
20 min.WBCT VCT (snake bite)	Whole blood (เลือดครบส่วน)	หลอดแก้วขนาด 12 x 75 mm จำนวน 1 หลอด 	1.ใช้กระบอกฉีดยาขนาด 5 mL. เจาะเลือด เริ่มจับเวลาตั้งแต่ เลือดสัมผัสกับผิวแก้ว ตั้งเวลาไว้ ที่ 20 นาทีเมื่อครบเวลาให้เอียง หลอดเลือดดูการแข็งตัวของ เลือด	ให้ตามเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ไปดำเนินการ นอกเวลาพยาบาลในหน่วยงาน ดำเนินการเจาะเอง

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Bleeding time	Whole blood (เลือดครบส่วน)	กระดาศกรอง 	เช็ดทิ้งด้วย 70% Alcohol ใช้ slide รองใต้หู เจาะติ่งหูลึก ประมาณ 2 mm. นำกระดาศกรองซับหยุดเลือดทุกๆ 30 วินาที เปลี่ยนรอยซับเรื่อยๆ จนเลือดหยุดไหล จับเวลาทั้งหมด	

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
FBS , BS	Plasma	<p>หลอด NaF NaF จะยับยั้งการทำงานของ ขบวนการ Glycolysis ซึ่งเป็น ขบวนการสลายน้ำตาลของ เซลล์ ถ้าไม่มี NaF ระดับ น้ำตาลจะลดลง</p> 	<p>เจาะเลือดประมาณ 2 - 3 mL. ใส่ในหลอด NaF โดยใส่เลือด ตามขีดที่กำหนด ไม่น้อยหรือ มากเกินไปที่กำหนดข้างหลอด ผสมเลือดและสารกันเลือดแข็ง ที่อยู่ในหลอดให้เข้ากันดีโดย พลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ (inversion) ประมาณ 10 ครั้ง ห้ามเขย่าแรงเพราะเม็ดเลือด อาจแตกได้</p>	<p>นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีที่นำส่ง ทั้ง NaF ได้ภายใน 24 ชั่วโมง</p>
Glucose tolerant test	Plasma	<p>หลอด NaF NaF จะยับยั้งการทำงานของ ขบวนการ Glycolysis ซึ่งเป็น ขบวนการสลายน้ำตาลของ เซลล์ ถ้าไม่มี NaF ระดับ น้ำตาลจะลดลง</p>	<p>1.อดอาหารและน้ำดื่มอย่าง น้อย 8 ชั่วโมง เจาะเลือด ประมาณ 3 mL. ใส่ในหลอด NaFผสมเลือดและสารกันเลือด แข็งที่อยู่ในหลอดให้เข้ากันดี 2.ให้ผู้ป่วยดื่ม 50% glucose 50 mL. จำนวน 4 ขวด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ดำเนินการ</p>

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Glucose tolerant test (ต่อ)		หลอด NaF 	เริ่มจับเวลาหลังดื่ม glucose 3.ครบเวลา 1 ชั่วโมง เจาะเลือด ประมาณ 3 mL. ใส่ในหลอด NaF ผสมเลือดและสารกันเลือด แข็งที่อยู่ในหลอดให้เข้ากันดี นับเป็นชั่วโมงที่ 1 4.เจาะเลือด ชั่วโมงที่ 2 , 3 , 4	
50 gm glucose	Plasma	หลอด NaF NaF จะยับยั้งการทำงานของ ขบวนการ Glycolysis ซึ่งเป็น ขบวนการสลายน้ำตาลของ เซลล์ ถ้าไม่มี NaF ระดับ น้ำตาลจะลดลง 	1.อดอาหารและน้ำดื่มอย่าง น้อย 8 ชั่วโมง เจาะเลือด ประมาณ 3 mL. ใส่ในหลอด NaF ผสมเลือดและสารกันเลือด แข็งที่อยู่ในหลอดให้เข้ากันดี 2.ให้ดื่ม 50% glucose 50 mL. จำนวน 2 ขวด 3.ครบเวลา 1 ชั่วโมง เจาะเลือด ประมาณ 3 mL. ใส่ในหลอด NaF อีกครั้งเดียว	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ดำเนินการ





การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
BUN , Creatinine , Uric acid , Lipid Profile , LFT, Electrolyte	Clotted Blood นำไปปั่นแยกเป็นSerum	หลอด Clot Activator 4 , 6 mL. หรือหลอดแก้ว (จุกยางสี แดง) 	เจาะเลือดประมาณ 4-6 mL. ใส่หลอดแก้วปิดจุกให้สนิท	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที หรือนำส่งทั้งClotted Blood ภายใน 6 ชั่วโมง ขณะรอส่งตรวจ ให้เก็บไว้ที่ 2-8 °C (แก็ปเป็น 4 ชม.ตามศิริราช)
Microbilirubin	Whole blood (เลือดครบส่วน)	Capillary tube คาดสีแดง 	เจาะเลือดจากสันเท้าเด็กใส่ Capillary tube คาดสีแดง ขณะเจาะระวังอย่าให้มี ฟองอากาศ และผสมเลือดกับ น้ำยาที่เคลือบอยู่ในหลอดให้ เข้ากันดี	ใส่หลอดเลือด Capillary ใน ภาชนะที่สามารถป้องกันแสงได้ และ นำส่งห้องปฏิบัติการทันที เพราะค่า Bilirubin จะลดต่ำลง
HbA1c	Whole blood (เลือดครบส่วน)	หลอด EDTA 	เจาะเลือดประมาณ 3 mL. ใส่ ในหลอด EDTA โดยใส่เลือด ตามขีดที่กำหนดผสมเลือดและ สารกันเลือดแข็งให้เข้ากันดี โดยพลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ (inversion) ประมาณ 10 ครั้ง	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที


การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Troponin -T	Whole blood (เลือดครบส่วน)	หลอด Lithium Heparin (จุกสีเขียว) 	เจาะเลือดประมาณ 3-4 mL. ใส่ในหลอด Lithium Heparin โดยใส่เลือดตามขีดที่กำหนด ผสมเลือดและสารกันเลือดแข็ง ให้เข้ากันดี โดยพลิกหลอด กลับไปมาเบาๆ (inversion) ประมาณ 10 ครั้ง	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที
Micro Albumin	ปัสสาวะ	Urine container (แก้วพลาสติกใสมีฝาปิดสีเขียว) 	ปฏิบัติตามแนวทางการเก็บ ปัสสาวะ	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Urine Pregnancy test , Methamphetamine , THC	ปัสสาวะ	Urine container (แก้วพลาสติกใสมีฝาปิดสีเขียว) 	ปฏิบัติตามแนวทางการเก็บ ปัสสาวะ	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที
HBs-Ag , Anti-HBs , Anti-HIV ,VDRL	ตัวอย่างเลือด	หลอด Clot Activator 4 , 6 mL. หรือหลอดแก้ว(จุกยางสีแดง) 	เจาะเลือดประมาณ 4-6 mL. ใส่หลอดแก้ว	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที
CD4	ตัวอย่างเลือด	หลอด EDTA 	เจาะเลือดประมาณ 2 mL. พลิกหลอดกลับไปมาเบาๆ10 ครั้ง	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที
Viral load (Tube gel)	ตัวอย่างเลือด		นำ Tube gel ออกจากตู้เย็น รอให้หายเย็น เจาะเลือด 5 mL. ใส่หลอดพลิกหลอด กลับไปมาเบาๆ 10 ครั้ง ระวัง Hemolysis	นำส่งห้องปฏิบัติการทันที (ปั่นที่ความเร็วรอบ 2,900 rpm นาน 10 นาทีโดยไม่ต้องแยก plasma)

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค SARS / Avian Flu และการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ	Throat swab Naso pharyngeal swab	VTM ศูนย์วิทย์ฯ PROLAB 	ดูตามเอกสารแนบท้าย และให้ประสานกับงาน IC เพื่อดำเนินการตามแผน ของโรงพยาบาล หากไม่สามารถส่งได้ให้เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C	ดูตามเอกสารแนบท้าย
CSF/ Body fluid AFB CSF/Body fluid Gram's stain CSF / Body fluid c/s	น้ำไขสันหลัง / Body fluid	ขวด Sterile (เก็บตามหลัก IC) 	เจาะเก็บใส่ในขวด Sterile ปิดฝาขวดให้สนิท กรณีส่งเพาะเชื้อห้ามแช่เย็นเพราะเชื้อบางชนิดตายได้เช่น Neisseria meningitides	นำส่งห้องปฏิบัติการ ทันทีพร้อมใบนำส่ง
KOH Preparation และ Leprosy	-		ห้องปฏิบัติการดำเนินการเอง	ประสานงานการส่ง ตรวจกับห้องปฏิบัติการ


การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Pus c/s	หนอง/ฝีจาก แผลหรืออวัยวะ อื่นๆ	Stuart Medium (เก็บไว้ที่ตู้เย็น 2-8°C ก่อนใช้ทุกครั้งต้องนำมาไว้ที่ อุณหภูมิห้องให้หายเย็น ประมาณ 20 นาที)  ขวด Sterile (เก็บตามหลัก IC) 	<p>กรณีเป็นแผลเปิด ให้ทำความสะอาดบริเวณผิวหนัง โดยรอบด้วยสารฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ ประจำถิ่น แล้วเก็บโดยใช้ไม้พันสำลีที่มา กับ Stuart Medium ป้ายหนองบริเวณก้นแผล (ควรเก็บ โดยการป้ายส่วนลึกหรือฐานของแผล ไม่ใช่เฉพาะบริเวณ ขอบแผลหรือหนองในผิวของแผล และควรหลีกเลี่ยงการ สัมผัสกับผิวหนังโดย รอบแผล) แล้วใส่ใน ขวด Stuart Medium ให้ลึกถึงก้น ปิดฝาให้สนิท</p> <p>กรณีแผลปิด ให้ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาด บริเวณผิวหนังภายนอกกรอบให้แห้ง แล้วใช้เข็มสะกิดให้แผล เปิด นำไม้พันสำลีที่มากับ Stuart Medium ป้ายหนอง บริเวณก้นแผลใส่ใน Stuart Medium ให้ลึกถึงก้น ปิดฝา ให้สนิท</p> <p>ถ้าเป็นตุ่มหนองขนาดใหญ่ ให้ทำความสะอาดบริเวณ ผิวหนังโดยรอบด้วยสารฆ่าเชื้อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ ประจำถิ่น แล้วใช้เข็มและกระบอกฉีดยาเจาะดูดใส่ในขวด Sterile ปิดปากขวดให้สนิท</p>	นำส่งห้องปฏิบัติการ พร้อมใบนำส่ง



การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Pus AFB Pus Gram's stain	หนอง/ฝีจาก แผลหรืออวัยวะ อื่นๆ	ขวด Sterile (เก็บตามหลัก IC) Slide ปลายผ้า 	วิธีการเก็บเช่นเดียวกับการตรวจ Pus c/s แต่ให้เก็บใส่ ขวด Sterile หากไม่สามารถเก็บใส่ขวด Sterile ได้ ให้ใช้ Slide ฝาเขียนชื่อ-สกุล HN หอผู้ป่วยด้วยดินสอดำ แล้ว นำ Swab ที่มีหนองมาป้ายตรงกลาง Slide ในลักษณะรูป วงรี ไม่หนาหรือบางจนเกินไป ทิ้งไว้ให้แห้ง	นำ slide ใส่ของ พลาสติกใส หรือภาชนะ สำหรับนำส่งเพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ นำส่งห้องปฏิบัติการ พร้อมใบนำส่ง
Rectal swab c/s	Rectal swab	Carry blair Medium (เก็บไว้ที่ตู้เย็น 2-8°C ก่อนใช้ทุกครั้งต้องนำมาไว้ที่ อุณหภูมิห้องให้หายเย็น ประมาณ 20 นาที) 	ใช้ไม้พันสำลีที่มากับ Carry Blair สอดเข้าไปในทวารหนัก ของผู้ป่วยลึกประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว หมุนให้ครบรอบ แล้ว ดึงออกมาใส่ขวด Carry Blair Medium ให้ลึกถึงก้น แล้ว ปิดฝาให้สนิท	นำส่งห้องปฏิบัติการ พร้อมใบนำส่ง


การเก็บส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Sputum AFB Sputum Modified AFB Sputum Gram's Stain Sputum AFB c/s	เสมหะ	กระปุกพลาสติกใสฝาสีแดง 	ควรเก็บเสมหะตอนเช้าหลังจากตื่นนอน (collect) แต่หากต้องการให้เก็บทันที (spot) ก็สามารรถทำได้ โดยบ้วนปากหลายๆ ครั้งด้วยน้ำเปล่า (เอาฟืนปลอมออกก่อน (ถ้ามี)) เพื่อลดจำนวนเชื้อประจำถิ่นให้น้อยลง (ห้ามใช้น้ำยาบ้วนปากหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ) ให้ผู้ป่วยไอเอาเสมหะออกจากลำคอส่วนลึก (expectorated sputum) เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บเฉพาะน้ำลาย นำเสมหะใส่ลงในตลับปราศจากเชื้อ ปิดฝาให้สนิท กรณีผู้ป่วยไม่สามารถเก็บเสมหะได้เอง สามารถเก็บโดยวิธีดูดเสมหะจากหลอดลมที่เรียกว่า	นำส่งห้องปฏิบัติการพร้อมใบนำส่ง
Sputum c/s		กระปุกปราศจากเชื้อพลาสติกใส เขียว (เก็บตามหลัก IC) 	transtracheal aspiration (เรียกเสมหะนี้ว่า suctioned sputum) หรือทำหัตถการโดยการใช้น้ำสะอาดผ่านทางท่อที่ใส่เข้าในทางเดินหายใจส่วนล่างที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อโดยตรงเพื่อล้างส่วนของหลอดลมที่เรียกว่า bronchial washing หรือทั้งส่วนหลอดลมและถุงลมที่เรียกว่า bronchoalveolar lavage (BAL)	นำกระปุกใส่ซองพลาสติกที่ให้มา นำส่งห้องปฏิบัติการพร้อมใบนำส่ง

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Stool c/s	อุจจาระ	Carry blair Medium (เก็บไว้ที่ตู้เย็น 2-8°C ก่อนใช้ทุกครั้งต้องนำมาไว้ที่อุณหภูมิห้องให้หายเย็นประมาณ 20 นาที) 	เก็บจากภาชนะอุจจาระ โดยใช้ไม้พันสำลีที่มากับ Carry Blair ป้ายอุจจาระที่ถ่ายใหม่ๆ ใส่ขวด Carry Blair Medium ให้ลึกถึงก้นหลอด แล้วปิดฝาให้สนิท	นำส่งห้องปฏิบัติการ พร้อมใบนำส่ง
Rectal swab c/s	Rectal swab	Carry blair Medium (เก็บไว้ที่ตู้เย็น 2-8°C ก่อนใช้ทุกครั้งต้องนำมาไว้ที่อุณหภูมิห้องให้หายเย็นประมาณ 20 นาที) 	ใช้ไม้พันสำลีที่มากับ Carry Blair สอดเข้าในทวารหนักของผู้ป่วยลึกประมาณ 1- 1.5 นิ้ว หมุนให้ครบรอบ แล้วดึงออกมาใส่ขวด Carry Blair Medium ปิดฝาให้สนิท	นำส่งห้องปฏิบัติการ พร้อมใบนำส่ง

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Urine c/s	ปัสสาวะ	กระปุกปราศจากเชื้อฟาสี เขียว (เก็บตามหลัก IC) 	<p>1.การเก็บปัสสาวะในช่วงกลางของการถ่ายปัสสาวะ (midstream clean-catch collection) ให้ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณรอบอวัยวะเพศและperineum ในผู้หญิงด้วยสบู่และน้ำสะอาด จากนั้นถ่ายปัสสาวะในช่วงแรกทิ้ง แล้วจึงเก็บปัสสาวะที่ถ่ายในช่วงกลางในขวด sterile แล้วจึงถ่ายปัสสาวะที่เหลือทิ้งไป</p> <p>2.การเก็บปัสสาวะโดยใส่สายสวน (catheter collection) การเก็บปัสสาวะจากสายสวนท่อปัสสาวะ อาจเก็บจากสายสวนที่ใส่ชั่วคราวเฉพาะเพื่อเก็บปัสสาวะ หรือเก็บจากสายสวนที่คาอยู่ในท่อปัสสาวะของผู้ป่วยอยู่เดิม ควรทิ้งปัสสาวะที่ได้ในช่วงแรกเนื่องจากส่วนปลายสายสวนอาจปนเปื้อนเชื้อประจำถิ่น และเก็บปัสสาวะที่ได้ในช่วงหลังสำหรับส่งตรวจ ในผู้ป่วยที่มีสายสวนปัสสาวะคาอยู่สามารถเก็บได้โดยการใช้เข็มขนาดเล็กและกระบอกฉีดยาดูดปัสสาวะออกจากสายสวนปัสสาวะ โดยทำความสะอาดตำแหน่งที่ต้องการแทงเข็มด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อน การเก็บตัวอย่าง ไม่ควรเก็บตัวอย่างจากถุงเก็บปัสสาวะที่มีปัสสาวะขังอยู่เป็นเวลานาน ยกเว้นในทารกแรกเกิดซึ่งมีปริมาณปัสสาวะน้อย</p>	นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีพร้อมใบนำส่ง หากส่งทันทีไม่ได้ให้เก็บใส่ตู้เย็นที่ 2-8°C



การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
การเก็บเลือดเพื่อเพาะเชื้อแบคทีเรีย (Hemoculture)	เลือด 5-10 cc. ต่อ 1 ขวด เด็กและทารก เจาะ 1-5 mL. อัตราส่วนเลือด ต่ออาหารเลี้ยง เชื้อเป็น 1:10 (ดูปริมาณได้ที่ ฉลากข้างขวด)	ขวด Hemoculture เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15-30°C) ในที่แสงแดด ส่องไม่ถึง ห้ามเก็บในตู้เย็น 	การเจาะเลือด ควรเจาะเก็บเลือดก่อนการให้ยาหรือขณะที่ ไข้ขึ้นสูง สังเกตจากอาการผู้ป่วยที่เริ่มมีไข้หนาวสั่น มี อาการอื่นๆ แสดง เช่น มีชีพจรเต้นเร็วขึ้น หรือเริ่มมีความ ดันโลหิตลดลง ควรเก็บอย่างน้อย 2 ตัวอย่างตรวจ หรือไม่ เกิน 3 ตัวอย่างภายใน 24 ชั่วโมง ยกเว้นในเด็กเล็กอาจ เก็บเพียงตัวอย่างเดียว โดยเจาะเก็บเลือดให้ห่างกันอย่างน้อย 30 นาที และควรเปลี่ยนตำแหน่งที่เจาะเก็บเลือด 1. ให้เลือกเส้นเลือดที่จะทำการเจาะโดยแต่ละผิวหนัง ก่อนการทำความสะอาดผิวหนัง โดยหลังจากทำความสะอาด บริเวณที่จะเจาะเลือดแล้ว จะต้องไม่ใช้นิ้วคลำหรือ จับต้องในบริเวณนี้อีกจนกว่าจะเจาะเลือดเสร็จ ถ้า จำเป็นต้องแตะต้องบริเวณนี้ ผู้เจาะเลือดจะต้องสวมถุงมือ ที่ปราศจากเชื้อ(sterile) 2. เช็ดผิวหนังด้วย ด้วย 10% providine iodine โดย เช็ดเป็นวงจากบริเวณที่จะเจาะเลือดแล้ววนเป็นวงกลม ออกมารอบๆ บริเวณที่จะเจาะ แล้วเช็ดด้วย 70% Alcohol ในลักษณะเป็นวงวนออกโดยรอบเช่นเดียวกัน ปล่อยให้ Alcohol อยู่บนผิวอย่างน้อย 1 นาที เพื่อให้ ทำลายเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ กรณีที่ผู้ป่วยมีผิวหนังที่แพ้ต่อ iodine ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดด้วย 70% alcohol ทิ้งไว้ประมาณ 10 วินาทีและทำความสะอาดด้วยวิธีนี้ซ้ำ อีกครั้งหนึ่งแทน	นำส่งห้องปฏิบัติการ ทันทีพร้อมใบนำส่งหาก ยังไม่สามารถนำส่งได้ ให้ตั้งขวดไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ห้ามนำไปใส่ ในตู้เย็น (จะทำให้เชื้อ ถูกยับยั้งการเจริญ และ เชื้อบางชนิดอาจตายได้ ด้วยความเย็น) นำส่ง ห้องปฏิบัติการทันทีที่ทำ ได้ และให้ระบุวันเวลาที่ เจาะเลือดในใบนำส่ง ด้วย


การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
การเก็บเลือดเพื่อเพาะเชื้อแบคทีเรีย (Hemoculture) (ต่อ)			<ol style="list-style-type: none"> 3. รัดสายรัดแขนผู้ป่วยเหนือบริเวณที่จะทำการเจาะ 4. เจาะเลือดให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ 5. ปลดสายรัดแขนออกจากผู้ป่วย และดึงเข็มออกจากผู้ป่วยพร้อมกับกดบริเวณรอยเข็มด้วยสำลีปราศจากเชื้อ 6. ทำความสะอาดบริเวณจุกยางของขวดด้วย 70% alcohol หรือ 10% providine iodine 7. เปลี่ยนเข็มเจาะเลือดอันใหม่ และแทงเข็มผ่านจุกยางของขวด 8. ปลดปล่อยเลือดลงสู่ขวดตามปริมาตรที่กำหนด เขย่าขวดเบา ๆ เพื่อให้เลือด และน้ำยาเข้ากันดี (ต้องไม่มีก้อน Clotted เกิดขึ้น) 9. ทำความสะอาดตำแหน่งที่เจาะเลือดด้วย 70% alcohol อีกครั้งจนหมด iodine 10. ควรใส่เลือดในขวด Hemoculture ก่อน 11. ไม่ควรใช้เส้นเลือดเดียวกับการเจาะ Medicut 	

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
Vaginal Discharge : Wet smear	Vagina swab	tube พลาสติกใสขนาด 12x75 mm. ปราศจากเชื้อ (เก็บตามหลัก IC) 	ให้ใช้ swab ป้าย discharge แล้วใส่ในขวด sterile ที่ติดป้ายชื่อ- สกุล HN ผู้ป่วยแล้ว เติม 0.9 NSS ประมาณ 0.5 ml. (ประมาณครึ่งหนึ่งของ swab)	รีบส่งห้องปฏิบัติการทันที กรณีคนไข้คตินอกเวลาให้นำ tube ที่มี Vagina swab นั้นเก็บที่ตู้เย็น 2-8°C
Vaginal Discharge : Gram's stain	Vagina swab	Vaginal Discharge ป้ายลงบน Slide ปลายฝ้ายและใส่ไม้พันสำลีลงใน tube พลาสติกใส ปราศจากเชื้อส่งมาด้วย 	ใช้ Slide ฝ้ายเขียน ชื่อ-สกุล HN หอผู้ป่วยด้วยดินสอดำ แล้วนำ Vagina Swab มาป้ายตรงกลาง Slide ในลักษณะรูปวงรี ไม่หนาหรือบางจนเกินไป ทิ้งไว้ให้แห้ง	รีบส่งห้องปฏิบัติการทันที กรณีคนไข้คตินอกเวลา Slide ที่ส่งตรวจ Gram's Stain และกระดาษกรองเก็บที่อุณหภูมิห้อง

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (ต่อ)

รายการตรวจ	สิ่งส่งตรวจ	ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ	วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ	การนำส่งสิ่งส่งตรวจ
ตรวจหาเชื้ออสุจิและ ตรวจหาส่วนประกอบของเชื้ออสุจิ โดยวิธี Acid phosphatase	Vagina swab	tube พลาสติกใสขนาด 12x75 mm. ปราศจากเชื้อ กระดาศกรอง 	กรณีฉุกเฉิน ให้เก็บ Vagina swab โดยเขียน ชื่อ-สกุล HN หรือผู้ป่วย ชื่อโรงพยาบาล วันที่ ด้วยดินสอดำบน ขอบกระดาศกรอง แล้วนำ Vagina Swab ป้ายตรงกลาง กระดาศกรอง ทิ้งไว้ให้แห้งนำ Vagina Swab ใส่ใน tube พลาสติกขนาด 12x75 mm. ที่ติดป้ายชื่อ- สกุล HN ผู้ป่วยแล้ว และ เติมน้ำ NSS ประมาณ 0.5 mL. ลงไปใน tube (ประมาณครึ่งหนึ่งของ swab)	กรณีฉุกเฉินต้องมีใบ ขอส่งตรวจที่สถาบัน นิติเวช กรุงเทพฯ จาก สถานีตำรวจเจ้าของคดี จึงจะได้สิทธิตรวจโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย

ข้อควรระวัง

- ภาชนะทุกชนิด มีวันหมดอายุ กรุณาตรวจดูที่ข้างขวดหากหมดอายุแล้วห้ามใช้และส่งคืนที่ห้องปฏิบัติการ โดยสามารถส่งแลกรที่ห้องปฏิบัติการได้
ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 2 สัปดาห์

- ภาชนะที่เก็บสิ่งส่งตรวจ (สำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรีย) แล้วไม่สามารถนำส่งห้องปฏิบัติการได้ภายใน 2 ชั่วโมง ให้เก็บไว้ที่ตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8°C

ยกเว้น ภาชนะที่ใส่ CSF , Body Fluid , Hemoculture ให้เก็บที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น

การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ธนาคารเลือด

เจาะเลือดประมาณ 5 – 10 mL. ใส่หลอดแก้วขนาด 13 x 100 mm (จุกยางสีแดง) หรือ เจาะเลือด 6 mL. ใส่หลอด Clot Activator 6 mL. (จุกสีแดง) โดยระวังอย่าให้เกิด Hemolysis เพราะไม่สามารถแปลผลปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ โดยหน่วยงานที่ผู้ป่วยพักรักษาตัวเป็นผู้ประสานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าในการขอเลือด

รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลอัมพวา

TEST	METHOD	SPECIMEN	Amount	Schedule	Turnaround Time (Day)	Reference range	Units	PRICE
Acid Fast Stain (AFB)	Ziehl Neelsen staining	Sputum	10 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	60
Albumin	BCG	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	3.5 - 5.2	g /dL	50
Alkaline Phosphatase	IFCC AMP Buffer	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	30 - 120	U/L	50
ALT	IFCC	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	M : < 50 F : > 35	U/L	50
Anti - HBs (HBs Ab)	Imunochromatographic	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	100
Anti - HIV (HIV Ab)	Imunochromatographic,	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	140
AST	IFCC	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	M : < 50 F : > 35	U/L	50
Bicarbonate	Enzyme PEP-MD	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	21-31	U/L	40
Blood Group ABO	Agglutination (Slide test)	EDTA Blood	3 mL.	Mon to Fri	1	Variable	-	20
Blood Group Rh	Agglutination (Slide test)	EDTA Blood	3 mL.	Mon to Fri	1	Variable	-	40
Blood Sugar : FBS , BS (Glucose)	Hexokinase	NaF blood	3 mL.	Mon to Fri	1	74 - 106	mg/dL	40

TEST	METHOD	SPECIMEN	Amount	Schedule	Turnaround Time (Day)	Reference range	Units	PRICE
Bleeding time	Clot reaction time	-	-	Mon to Fri	1	0 - 6	นาที	60
BUN	GLDH, Kinetic Asssy	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	7.9 – 20.0	mg/dL	50
CBC	Electrical Impedance, Micros	EDTA Blood	3 mL.	Mon to Fri	1	See Report	-	90
cell count , cell diff. (Fluid)	Micros	Specified Specimen		Mon to Fri	1	See Report	-	60
Chloride (Cl)	Indirect ISE	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	101 -109	mmol/L	40
Cholesterol (Total cholesterol)	CHO-POD	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	< 200	mg/dL	60
Clotting time (VCT) Snake bite 20 minWBCT	Clot reaction time	Blood Clotted	1.5 - 2 mL.	Mon to Fri	1	< 20	นาที	40
Clotting time (VCT)	Clot reaction time	Blood Clotted (3Tube)	Tube ละ 1.5-2.0 mL	Mon to Fri	1	5 - 15	นาที	40
Creatinine	Enzymatic	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	M : 0.72-1.18 F : 0.55-1.02	mg/dL	50
DCIP	Precipitation	EDTA Blood	4 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	70

TEST	METHOD	SPECIMEN	Amount	Schedule	Turnaround Time (Day)	Reference range	Units	PRICE
Dengue Ab (IgG , IgM)	Immunochromatographic	Serum/ Plasma	4 mL. 3 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	310
Dengue NS1Ag	Immunochromatographic	Serum/ Plasma	4 mL. 3 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	350
Direct Bilirubin	DPD	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	< 0.2	mg/dL	50
Electrolyte (Na, K, Cl)	Indirect ISE	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	See Report	mmol/L	80
ESR	Sedimentation	3.8% Sodium Citrate Blood	2 mL.	Mon to Fri	1	M : 0-15 F : 0-20	mm/hr	40
FDTX , DTX	Bioamperometry	Fresh Whole Blood	1 หยด	Mon to Fri	1	70 - 110	mg/dL	40
Fern test	Micros	Specified Specimen		Mon to Fri	1	Not found	-	50
Fluid for crystal	Micros	Body fluid		Mon to Fri	1	Not found	-	60
Globulin	calculate	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	2.5 - 3.0	g /dL	50
Gram ' s stain	Color stain	Specified Specimen		Mon to Fri	1	Not found	-	65

TEST	METHOD	SPECIMEN	Amount	Schedule	Turnaround Time (Day)	Reference range	Units	PRICE
Hemoglobin (Hb)	Electrical Impedance	EDTA Blood	3 mL.	Mon to Fri	1	M : 13.7-17.5 F : 11.2-15.7	mg/dL	30
Hb A1C (Glycosylated Hb)	HPLC	EDTA Blood	3 mL.	Tue , Fri	1	4.0 - 6.0	%	150
HBs Ag	Imunochromatoagraphic	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	80
HDL - Cholesterol	Enzymatic Immuno inhibition	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	Low < 40 High ≥ 60	mg/dL	100
Hematocrit (Hct)	Centrifuge, Automate	EDTA Blood	3 mL.	Mon to Fri	1	M : 40.1-51.0 F : 34.1-44.9	%	30
India ink	Color stain	Specified Specimen		Mon to Fri	1	Not found	-	55
KOH for Fungus	Micros	Specified Specimen		Mon to Fri	1	Not found	-	60
LDL - cholesterol	Enzymatic Selective Protection	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	< 100	mg/dL	150
Malaria	Color stain	EDTA Blood	3 mL.	Mon to Fri	1	Not found	-	50

TEST	METHOD	SPECIMEN	Amount	Schedule	Turnaround Time (Day)	Reference range	Units	PRICE
Methamphetamine	Imunochromatoagraphic	Random Urine	10 mL.	Mon to Fri	1	Negative (<1,000 ng/mL)	-	150
Microbilirubin	Colorimetric	Capillary blood	1-2 tube	Mon to Fri	1	0 - 12	mg/dL	60
Microfilaria	Micros Color stain	Capillary blood EDTA Blood	1-2 tube 3 mL.	Mon to Fri	1	Not found	-	80
Nitrazine test	Strip	Specified Specimen		Mon to Fri	1			20
OGTT	Hexokinase	NaF blood	3 mL. (เจาะ 4 ครั้ง)	Mon to Fri	1	74 - 106	mg/dL	170
50 g OGTT	Hexokinase	NaF blood	3 mL.	Mon to Fri	1	74 - 106	mg/dL	170
Potassium (K)	Indirect ISE	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	3.50 – 5.10	mmol/L	40
Pregnancy test	Imunochromatoagraphic	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	Negative (Sens. 25 mIU/ml)		70

TEST	METHOD	SPECIMEN	Amount	Schedule	Turnaround Time (Day)	Reference range	Units	PRICE
Serum Ketone	Strip	Serum	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	Negative (< 5mg/dL)	-	40
Scotch tape technique	Micros	Specified Specimen		Mon to Fri	1	Not found		40
Smear for scabies	Micros	Specified Specimen		Mon to Fri	1	Not found	-	50
Smear for spermatozoa	Micros	Specified Specimen		Mon to Fri	1	Not found	-	50
Sodium (Na)	Indirect ISE	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	135 - 145	mmol/L	40
Specific gravity (Sp. gr)	Refractometer	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	1.010 -1.030	-	20
Stool Examination	Direc smear	Stool	5 gm.	Mon to Fri	1	See Report	-	40
Stool Occult Blood	Imunochromatoagaphic	Stool	5 gm.	Mon to Fri	1	Negative	-	30
Sugar in CSF	Hexokinase	CSF	2 mL.	Mon to Fri	1	40 - 70	mg/dL	70
Sugar (Body fluid)	Hexokinase	Body fluid	2 mL.	Mon to Fri	1		mg/dL	70
Syphilis test	Imunochromatoagaphic	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	Non Reactive	-	50

TEST	METHOD	SPECIMEN	Amount	Schedule	Turnaround Time (Day)	Reference range	Units	PRICE
THC (Cannabinoid, Marijuana)	Imunochromatoagraphic	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	Negative (< 50 ng/mL)	-	120
Total Bilirubin	DPD	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	0.3 - 1.2	mg/dL	50
Total protein (serum)	Biuret	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	6.6 – 8.3	g /dL	50
Triglyceride	GPO-POD	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	< 150	mg/dL	60
Troponin - T	Immunometric assay	Lithium Heparin Blood	3-4 mL.	Mon to Fri	1	< 50	ng/L	400
Tzank ' S smear	Color stain	Specified Specimen		Mon to Fri	1	Not found	-	80
Uric acid	Uricase PAP	Serum	4 mL.	Mon to Fri	1	M : 3.5-7.2 F : 2.6-6.0	mg/dL	60
Urine Analysis (U/A)	Strip Micros	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	See report	-	50
Urine Protein	Strip / Robert test	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	20
Urine Blood	Strip	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	20

TEST	METHOD	SPECIMEN	Amount	Schedule	Turnaround Time (Day)	Reference range	Units	PRICE
Urine pH	Strip	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1		-	20
Urine Ketone	Strip	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	40
Urine Microalbumin	Strip	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	270
Urine Sugar	Strip	Random Urine	5 -10 mL.	Mon to Fri	1	Negative	-	20
Wet smear (Fresh smear)	Micros	Specified Specimen		Mon to Fri	1	Variable	-	50

รายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ต้องส่งหน่วยงานภายนอก (Out Lab)

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
งานธนาคารเลือด ร.พ. สมเด็จพระพุทธเลิศ หล้า	Antibody screening	Tube test/Gel test	Tube จุกแดง	Clotted blood	4-6	นัดหมาย	50
	Cross match	Tube test/Gel test	Tube จุกแดง	Clotted blood	4-6	นัดหมาย	80
	Direct Coomb's Test	Tube test	Tube EDTA จุกม่วง	EDTA blood	3	นัดหมาย	45
	Indirect Coomb's Test	Tube test	Tube จุกแดง	Clotted blood	4-6	นัดหมาย	50
	Rh typing	Tube test	Tube จุกแดง	Clotted blood	4-6	นัดหมาย	40
	ค่าใช้เลือด FFP (NAT)						780
	ค่าใช้เลือด PCR (NAT)						780
	ค่าใช้เลือด Whole blood (NAT)						1200
ศูนย์บริการโลหิตฯ ที่4 ราชบุรี	Random platelet concentrate	Tube test/Gel test ส่ง Cross match ที่ ร.พ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า					400

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยา ร.พ สมเด็จพระพุทธเลิศ หล้า	จุลชีววิทยาคลินิก						
	Body fluid C/S	Standard culture susceptibility	ขวด Sterile	Body fluid	2	5-7 วัน	200
	CSF C/S	Standard culture susceptibility	ขวด Sterile	CSF	2	5-7 วัน	200
	Hemoculture (H /C)	Standard culture susceptibility	ขวด Hemoculture	blood	10 (น้อยสุด 0.1)	9 วัน	290
	Pus C/S Bleb C/S	Standard culture susceptibility	Stuart medium	หนอง , Bleb		5-7 วัน	200
	Rectal swab culture (RSC) Stool C/S	Standard culture susceptibility	Carry - blair	Stool		5-7 วัน	200
	Sputum C/S	Standard culture susceptibility	กระปุก Sterile	Sputum	1 - 5	5-7 วัน	200
	Throat swab C/S	Standard culture susceptibility	Stuart medium	Throat swab		5-7 วัน	200
	Tissue C/S	Standard culture susceptibility	ขวด Sterile	Tissue		5-7 วัน	200

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา	
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ร.พ สมเด็จพระพุทธเลิศ หล้า (ต่อ)	Urine C/S	Standard culture susceptibility	กระปุก Sterile	Urine	5-10	5-7 วัน	200	
	Vaginal swab , Discharge C/S	Standard culture susceptibility	Stuart medium	Vaginal swab		5-7 วัน	200	
	Modified AFB	Microscopic	กระปุก Sterile	Sputum		2 วัน	70	
	โลหิตวิทยาคลินิก							
	INR	coagulation	Tub 3.2% Na citrate	3.2% Na citrate blood	3	1 วัน	40	
	Prothrombin time (PT)	Clotting measurement	Tube 3.2% Na citrate	3.2% Na citrate blood	3	1 วัน	60	
	Partial Thromboplastin time (PTT)	Clotting measurement	Tube 3.2% Na citrate	3.2% Na citrate blood	3	1 วัน	70	
	เคมีคลินิก							
	Amylase	Enzymatic	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	100	
	Calcium	CPC /Azenaso	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	50	
CK - MB	Imm. Inhibition	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	120		
CPK , Total	NAC KE	Tube จุกแดง	Clotted blood	5	2 วัน	90		
Electrolyte	Indirect ISE	Tube จุกยางแดง	Clotted blood	4	2 วัน	80		
LDH (Body Fluid)	IFCC KE	ขวด Sterile	Body Fluid	2	2 วัน	60		

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา	
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ร.พ สมเด็จพระพุทธเลิศ หล้า (ต่อ)	LDH (CSF)	IFCC KE	ขวด Sterile	CSF	2	2 วัน	60	
	LDH , Total	IFCC KE	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	60	
	Magnesium	Colorimetric	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	70	
	Phosphorus	Molyb. UV	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	55	
	ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก							
	CD4 (โครงการ ARV)	Flow cytometry (FC)	Tube EDTA	EDTA blood	4	1-2 สัปดาห์	500	
	HIV Ag	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	3 วัน	160	
	Rheumatoid factor	AGG	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	80	
	TPHA	Hemagglutination	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	100	
	Cytology							
	Pap smear	Microscopy	Slide แช่ 10% Formalin	Discharge vagina		1 เดือน	100	
	รายการที่สามารถส่งตรวจนอกเวลาได้							
	CBC , Urine Analysis , PT/INR , PTT , BUN , Creatinine , Electrolytes , Microbilirubin LFT ให้ติดต่อขอตรวจเป็นกรณี							

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
บริษัทโปรเฟสชั่นแนล แลโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (PRO LAB)	ADA (Adenosine Deaminase)	Enzymatic	Tube จุกแดง ขวด Sterile	Serum , Body fluid	3	3 วัน	200
	Alcohol (Ethyl Alcohol)	HS-GC-FID	Tube NaF กระจุก Sterile	NaF Blood Urine ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เช็ดผิวหน้าก่อนเจาะเลือด ปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท ระหว่างรอส่งเก็บที่ 2-8°C ส่งภายใน 24 hrs.	3 5	2 วัน	250
	AFP (Alpha - Fetoprotein)	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	270
	ANA (ANF , FANA)	IFA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	450
	ANTI -ds DNA	IFA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	200
	Anti HAV IgM	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	500
	Anti HAV IgG	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	500
	Anti HBc IgM	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	300
	Anti HBc Total	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	230
Anti HBe	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	350	

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
บริษัทโปรเฟสชันแนล แล็บอราทอรีแมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (PRO LAB) (ต่อ)	Anti-MPO (p-ANCA)	IBA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	550
	Anti-PR ₃ (Proteinase 3)	IBA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	550
	Anti-Streptolysin O (ASO)	AGG	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	110
	Anti-SM	ELISA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	350
	Anti-TPO (Microsomal Ab)	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	550
	Beta - HCG	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	270
	C-Reactive Protein (CRP)	turbidimetric	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	170
	CA 125	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	600
	CA 15 - 3	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	400
	CA 19 - 9	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	600
	CEA	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	300
	Cholinesterase	Enzymatic Kinetic	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	360
	Cortisol	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood (ระบุเวลาเจาะ)	4	2 วัน	300
	Creatinine clearance	Jaffe' method	ขวดใส่ปัสสาวะ		24 hrs. Urine with total volume	10	2 วัน
Enzymatic		Tube จุกแดง		with serum	4		

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
บริษัทโปรเฟสชันแนลแลบอราทอรีแมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (PRO LAB) (ต่อ)	Cryptococcus Antigen ,Titer	Latex agglutination	ขวดSterile , Tube จุกแดง	CSF or Serum		2 วัน	270
	C3 complement	IT	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	C3 complement	IT	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	D - Dimer	Particle-enhanced Immunoassay	Tube Citrate	Citrate plasma (แช่เย็น)	3	2 วัน	300
	Depakin (Valproic acid)	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	Dilantin (Phenytoin)	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	E. histolytica IgG	ELISA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	130
	Estradiol	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	300
	Extragenital Cytology	Microscopy	ขวด Sterile	Bodyfluid		3 วัน	500
	Ferritin	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	310
	Free T3	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	200
	Free T4	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	200
	FSH	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	FTA - Abs , IgG	IFA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	200
	FTA - Abs , IgM	IFA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	200
	G - 6 - PD	Enzymatic	EDTA	EDTA blood	3	2 วัน	60

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
บริษัทโปรเฟสชันแนลแลบอราทอรีแมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (PRO LAB) (ต่อ)	Gamma GT	Enzymatic Colorimetric	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	130
	Growth Hormone	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	9 วัน	600
	HBe Ag	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	300
	HBV - DNA Viral load (Quantitative)	CAP Taqman	Tube EDTA , Tube จุกแดง	EDTA Plasma , Clotted blood	3 4	4 วัน	3,000
	HCV Ab (Anti HCV)	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	300
	HCV - RNA (Quantitative) Virol load	CAP Taqman	Tube EDTA	Sterile fresh EDTA Blood แยกใน6ชม.	6	8 วัน	2,500
	Heinz Bodies	Special stain	Tube EDTA	EDTA blood	3	9 วัน	50
	Hemoglobin Typing	HPLC	Tube EDTA	EDTA blood	3	2 วัน	270
	Histopathology ชิ้นเนื้อ < 2 cm.	ตรวจทาง Pathology	ขวดบรรจุ	ชิ้นเนื้อ		7 วัน	240
	Histopathology ชิ้นเนื้อ 2-5 cm.	ตรวจทาง Pathology	ขวดบรรจุ	ชิ้นเนื้อ		7 วัน	500
	Histopathology ชิ้นเนื้อ > 5 cm.	ตรวจทาง Pathology	ขวดบรรจุ	ชิ้นเนื้อ		7 วัน	1,000
	Histopathology with margin	ตรวจทาง Pathology	ขวดบรรจุ	ชิ้นเนื้อ		7 วัน	1,000

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
บริษัทโปรเฟสชันแนลแลบอราทอรีแมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (PRO LAB) (ต่อ)	HIV - RNA Viral load (Quantitative)	CAP Taqman	Tube EDTA	Sterile fresh EDTA Blood แยกใน 6 ชม.	6	7 วัน	2,000
	HLA-B27	PCR-SSP	Tube EDTA	Fresh EDTA ส่งภายใน 24 hr. ส่งก่อนวันหยุด 1 วัน	3	12 วัน	500
	Inclusion Bodies	Micros	Tube EDTA	EDTA blood	3	2 วัน	30
	Influenza virus A , B Ag (Sreening test)	ICA	Swab	Nasopharyngeal Nasal ,Throat		3 วัน	500
	Influenza virus A IgM	ELISA	Tube จุกแดง	Clotted blood พร้อมประวัติ 2 ครั้ง	4	15 วัน	300
	Influenza virus B IgM	ELISA	Tube จุกแดง	Clotted blood พร้อมประวัติ 2 ครั้ง	4	15 วัน	300
	Insulin Like Growth Factor 1 (IGF-1)	RIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	9 วัน	600
	Insulin Like Growth Factor 3 (IGF-BP3)	CLIA	Tube EDTA	EDTA blood	3	9 วัน	400
	LE cells	AGG	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	150
	Lead	ASV	Tube EDTA	EDTA blood	3	3 วัน	200
	Leptospiral Ab (IgM)	ELISA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	3 วัน	200

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
บริษัทโปรเฟสชันแนล แล็บอราทอรีแมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (PRO LAB) (ต่อ)	LH	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	Lipase	Enzymatic	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	Measle , IgG	ELISA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	Measle , IgM	ELISA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	Melioidosis Ab	PHA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	80
	Mercury	HG-ASS	Tube EDTA กระปุกเก็บปัสสาวะ	EDTA blood Random Urine	3 5-10	12 วัน	350
	Paracetamol level	Enzymatic	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	320
	Parathyroid hormone-intact	ECLIA	Tube K3EDTA	EDTA Plasma ปั่นแยกแช่เย็น	3	2 วัน	200
	PCR for alpha-thal 1	Multiplex PCR	Tube EDTA	EDTA blood	3	15 วัน	500
	PCR for HIV 1 Detection	PCR	Tube EDTA	EDTA blood	3	12 วัน	1,700
	Progesterone	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	Prolactin	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	300
	Protein (Body Fluid & CSF)	Turbidity	ขวด Sterile	Body Fluid , CSF	2	2 วัน	70
	PSA Total	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	300
	PSA Free	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	400
	PSA Free/Total Ratio	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	700

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
บริษัทโปรเฟสชันแนล แลบบอราทอรีแมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (PRO LAB) (ต่อ)	Reticulocyte count	Micros	Tube EDTA	EDTA blood	3	2 วัน	40
	Rubella Ab , IgG (single)	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	200
	Rubella Ab , IgM	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	300
	Scrup typhus titer	IFA	Tube จุกแดง	Clotted blood พร้อมประวัติ	4	7 วัน	620
	Semen Analysis	Micros	ขวด Sterile	Semen		2 วัน	120
	Serum Iron	Guanidine / Ferrozine	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	80
	Serum Osmolality	Omometer	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	80
	T3	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	200
	T4	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	180
	Testosterone	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	250
	Thrombin Time (TT)	Automate Coagulation	3.2% Na citrate	3.2% Na citrate blood	3	2 วัน	80
	Thyroglobulin Ab (Anti -Tg)	CMIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	270
	TIBC	Colorimetric	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	80
	Transferin saturation	Immunoturbidimetric	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	420
	TSH	ECLIA	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	200
Urine Amylase	Enzymatic	กระปุกเก็บปัสสาวะ	Random urine	10	2 วัน	100	

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
บริษัทโปรเฟสชันแนลแลบอราทอรีแมนเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (PRO LAB) (ต่อ)	Urine Calcium	Colorimetric end point	กระปุกเก็บปัสสาวะ	24 hrs. Urine with total volume	10	2 วัน	50
	Urine Creatinine	Jaffe' method	กระปุกเก็บปัสสาวะ	24 hrs. Urine with total volume Random urine	10 10	2 วัน	50
	Urine Electrolyte	Indirect ISE	กระปุกเก็บปัสสาวะ	24 hrs. Urine with total volume	10	2 วัน	120
	Urine Protein 24 hrs.	Turbidity	กระปุกเก็บปัสสาวะ	24 hrs. Urine with total volume	10	2 วัน	90
	Urine Protein (Quantitative)	Turbidity	กระปุกเก็บปัสสาวะ	Random urine	10	2 วัน	50
	Urine Osmolality	Omometer	กระปุกเก็บปัสสาวะ	Random urine	10	2 วัน	120
	Weil - Felix Reaction	AGG	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	100
	Widal's Test (Typhoid)	AGG	Tube จุกแดง	Clotted blood	4	2 วัน	100
สคร.5 ราชบุรี	AFB C/S PCR for TB (TB-DNA)	Standard culture susceptibility	ตลับใส่เสมหะ	Sputum	10	3 เดือน	400
	HIV - 1 RNA Viral Load Drug Resistant HIV-1 Muultiplex Nest DNA PCR โครงการ ARV	Real Time PCR	Tube EDTA (gel)	EDTA blood	5	10 วัน	2,000

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลา รายงาน ผล	ราคา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม	ตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนก , RT PCR	PCR	Tube VTM Tube จุกแดง	Nasopharyngeal swab Clotted blood พร้อมประวัติ	4	7 วัน	3,500
	ตรวจวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ , RT PCR	PCR	Tube VTM Tube จุกแดง	Nasopharyngeal swab Clotted blood พร้อมประวัติ	4	7 วัน	2,500
	ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) , RT PCR	PCR	Tube VTM Tube จุกแดง	Nasopharyngeal swab Clotted blood พร้อมประวัติ	4	7 วัน	2,500
	ตรวจวินิจฉัยไข้หวัด 2009 (Influenza virus A H1N1 2009) , RT PCR	PCR	Tube VTM Tube จุกแดง	Nasopharyngeal swab Clotted blood พร้อมประวัติ	4	7 วัน	2,000
	Polio virus	PCR	Tube จุกแดง	Clotted blood พร้อมประวัติ	4	7 วัน	1,000
	Realtime PCR for Zika	PCR	Urine Tube EDTA	Urine EDTA blood พร้อมประวัติ	10 5	7 วัน	2,000
	Throat swab for diphtheriae	culture & susceptibility	Tube Amie / Stuart media	Throat swab		7 วัน	200

ชื่อหน่วยงานภายนอก	รายการตรวจวิเคราะห์	Method	ภาชนะบรรจุ	สิ่งส่งตรวจ	ปริมาณ (mL)	เวลายำงานผล	ราคา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	โครงการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนในเด็กแรกเกิด	TSH : ELISA Phe : Guthrie	กระดาษกรองซับเลือดของกรมวิทย์	กระดาษกรองซับเลือด	-	1-2 เดือน (ฉีดปกติ 2 สัปดาห์)	-
สถาบันนิติเวชวิทยา	ตรวจหาส่วนประกอบของเชื้ออสุจิ	Acid phosphatase	กระดาษกรอง	Discharge จาก vagina พร้อมหนังสือส่งจากตำรวจ		3 เดือน	270

บรรณานุกรม

1. นวพรรณ จารุรักษ์. **คู่มือประชาชน การเตรียมตัวมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ** พิมพ์ครั้งที่ 1 กทม. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544.
2. คณาจารย์ภาควิชาเคมีคลินิก. **คู่มือปฏิบัติการเคมีคลินิก** คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1 เชียงใหม่ ธนบรรณการพิมพ์ 2547.
3. ภัทรชัย กิรติสิน. **วิทยาแบคทีเรียการแพทย์** พิมพ์ครั้งที่ 2 กทม. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. เจ. พรินต์ติ้ง. 2552
4. สุชาติ ปันจัยสิทธิ์, ขจรศักดิ์ ตระกูลพั้ว. **บรรณาธิการ เอกสารประกอบการสอนแบคทีเรียวิทยา** **ทางการแพทย์พื้นฐาน** ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ประสิทธิ์ ชนะรัตน์, ปัญจะ กุลพงษ์. **บรรณาธิการ โลหิตวิทยา** ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 1 เชียงใหม่ ส. ทรัพย์การพิมพ์. 2544.
6. รัตนา ฤทธิมัต. **ปัสสาวะ** ภาควิชาคลินิกัลไมโครสโคปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มเสริมกิจ 2531.
7. มงคลโชติยาภรณ์. **Urine in Clinical Microscopy** พิมพ์ครั้งที่ 1 เชียงใหม่ แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 2549.
8. นิตยา โฉมงาม. **Service manual & Price list 2014-2016** กทม. บริษัท โปรรแลบ ลาโบริทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด 2558.